



คู่มือ การใช้และบำรุงรักษาออกซิเจนทางการแพทย์ Operation and Maintenance Manual for Medical Oxygen



โครงการจัดทำคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ในสถานบริการสุขภาพ



กองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



คู่มือการใช้และบำรุงรักษาออกซิเจนทางการแพทย์
Operation and Maintenance Manual for Medical Oxygen

กองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



(ลิขสิทธิ์คู่มือฉบับนี้เป็นของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
๘๘/๓๓ หน้าที่ ๔ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๑๔๔๙-๕๖๘๐, โทรสาร ๐-๒๑๔๔๙-๕๖๕๗

[พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม]

บทที่ 1

บทนิยาม

คู่มือ (Manual) หมายถึง ข้อความที่มีเนื้อหาเชิงให้ความรู้หรือข้อมูลสำหรับปฏิบัติการ โดยระบุไว้เป็น 2 แนวทางคือ “ต้อง” หมายถึงการปฏิบัติที่มีอาจจะเว้นหรือหลีกเลี่ยงได้และ “ควร” หมายถึงการปฏิบัติที่น่าจะทำหรือแนะนำให้ทำ

ออกซิเจน (Oxygen) หมายถึง ธาตุที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “O₂” คุณสมบัติให้ เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 540-2545 ออกซิเจนที่ใช้ในการแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด)

ระบบขนาดใหญ่ (Bulk System) หมายถึง

ระบบออกซิเจนขนาดใหญ่ (Bulk Oxygen System) คือชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยภาชนะบรรจุที่เป็นถังเก็บออกซิเจน อุปกรณ์ควบคุมความดัน อุปกรณ์ระบายความดัน อุปกรณ์ทำระเหย ชุดจ่ายก๊าซ และการวางเส้นท่อเชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งมีความจุในการเก็บออกซิเจนมากกว่า 566 ลูกบาศก์เมตร (20,000 ลูกบาศก์ฟุต) ที่ NTP (normal temperature and pressure) รวมถึงการสำรองให้พร้อมใช้งานที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับจุดใช้งานด้วย (ออกซิเจนนี้สามารถเก็บในรูปก๊าซหรือของเหลวซึ่งติดตั้งถาวรประจำที่หรือเคลื่อนที่ได้)

ถังบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เป็นถัง (Container) หมายถึง ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลวและมีความดันต่ำ ใช้สุญญากาศเป็นฉนวน

ท่อบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เป็นท่อ (Cylinder) หมายถึง ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซความดันสูง ซึ่งอาจเกิน 13,700 กิโลปาสกาล (2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 140 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ได้

เส้นท่อ (Pipeline หรือ pipe) หมายถึง เส้นท่อทองแดงที่นำมาใช้ในระบบก๊าซทางการแพทย์

ระบบเส้นท่อก๊าซ (Piped Gas System) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยระบบจ่ายกลาง (ชุดจ่ายก๊าซ ท่อบรรจุ ถังขนาดใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและการวางเส้นท่อไปยังทางเปิดออกที่เหมาะสมเพื่อต่อใช้งานกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

การวางเส้นท่อ (Piping) หมายถึง การออกแบบและติดตั้งเส้นท่อเป็นระบบ โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะดังนี้ คือ

1. เส้นท่อหลัก (Main Line) หมายถึง เส้นท่อของระบบที่ต่อจากแหล่งก๊าซไปยังเส้นท่อแนวตั้งหรือเส้นท่อสาขา (branch) หรือทั้งสองอย่าง
2. เส้นท่อแนวตั้ง (Riser) หมายถึง เส้นท่อของระบบที่วางตัวในแนวตั้ง เป็นส่วนต่อระหว่างเส้นท่อหลักกับเส้นท่อสาขาของชั้นต่าง ๆ

3. เส้นท่อสาขา (Branch หรือ Lateral Line) หมายถึง เส้นท่อของระบบที่ป้อนเข้าสู่ห้องหรือกลุ่มห้องในชั้นเดียวกัน

ข้อต่อลิ้นท่อบรรจุ (Cylinder Valve Connector) หมายถึง ข้อต่อก๊าซทางการแพทย์ซึ่งมีทั้งชนิดเกลียวและชนิดโย๊ก (yoke) ตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1095-2535 ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด)

ชุดจ่ายก๊าซ (Manifold) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมทางออกของท่อบรรจุที่มากกว่าหนึ่งท่อเข้ากับศูนย์รวมของระบบจ่ายกลางของก๊าซชนิดหนึ่ง

ทางเปิดออก (Station Outlet) หมายถึง จุดทางออกของระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ที่ผู้ใช้งานสามารถต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าและถอดออกได้

อุปกรณ์ควบคุมความดัน (Pressure Regulator) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความดันก๊าซให้คงที่โดยอัตโนมัติให้อยู่ในระดับความดันใช้งานที่ตั้งไว้

ความดันใช้งาน (Working Pressure) หมายถึง ความดันที่เหมาะสมกับระบบหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่เกิน 1,100 กิโลปาสกาล (11 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

หมายเหตุ: ความดันใช้งานของออกซิเจน ในทรัสออกไซด์และอากาศอัดทางการแพทย์ใช้ที่ 340-400 กิโลปาสกาล (3.15-4.22 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร หรือ 50-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ส่วนอากาศอัดหรือไนโตรเจนความดันสูงสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ไม่เกิน 1,100 กิโลปาสกาล (11 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

กิโลปาสกาล (kPa) บาร์ (bar) กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm²) หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi, pound per square inch) หมายถึง หน่วยความดันที่วัดโดยใช้ความดันบรรยากาศเป็นฐานอ้างอิง (gauge pressure)

แหล่งจ่ายสำรอง (Reserve Supply) หมายถึง ส่วนของอุปกรณ์ที่จ่ายก๊าซให้ระบบอย่างอัตโนมัติเมื่อระบบหลักไม่สามารถทำงานได้

ระบบสัญญาณเตือนหลัก (Master Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถมองเห็นได้จากแสงและได้ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของแหล่งจ่ายและระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์

ระบบสัญญาณเตือนประจำพื้นที่ (Area Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถมองเห็นได้จากแสงและได้ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบก๊าซทางการแพทย์ ในบริเวณที่กำหนด

ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะจุด (Local Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถมองเห็นได้จากแสงและได้ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบก๊าซทางการแพทย์ ณ ตำแหน่งที่กำหนด

อัตโนมัติ (Automatic) หมายถึง การทำงานได้โดยกลไกของตัวเองเพื่อดำรงสถานภาพหรือเมื่อถูกกระตุ้นโดยผลกระทบที่ไม่ได้เกิดจากการ

กระทำของมนุษย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์หรือความดัน เป็นต้น

ไวไฟ (Flammable) หมายถึง คุณสมบัติของสารที่ติดไฟง่าย ไหม้รุนแรง แปลวไฟขยายรวดเร็วระหว่างการสันดาป

หมายเหตุ: สารที่ไม่ไวไฟในอากาศอาจกลายเป็นสารไวไฟได้ ถ้าปริมาณออกซิเจนสูงเกิน 0.235 atm (ความดันสัมบูรณ์ หรือ absolute atmosphere)

ไม่ไวไฟ (Nonflammable) หมายถึง คุณสมบัติของสารที่ไม่ติดไฟง่าย ภายใต้ภาวะที่กำหนดในนิยามการต้านไฟของ NFPA 701

ก๊าซไวไฟ (Flammable Gas) หมายถึง ก๊าซซึ่งจะติดไฟเมื่อผสมกับอากาศ ออกซิเจนหรือไนโตรเจนออกไซด์ในทุกสัดส่วน

ก๊าซไม่ไวไฟที่ใช้ทางการแพทย์ (Nonflammable Medical Gas) ได้แก่ ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจนออกไซด์ อากาศอัดหรือก๊าซทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในนิยามของก๊าซไวไฟ

ติดไฟได้ (Combustible) หมายถึง คุณสมบัติของสารซึ่งเมื่อจุดติดไฟแล้วจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไหม้ไฟ

วัสดุไม่ติดไฟ (Noncombustible Material) หมายถึง วัสดุซึ่งเมื่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานตามประเภทจะไม่สามารถจุดติดไฟ ไหม้ไหม้ไฟ ไม่ช่วยการสันดาปหรือไม่ปล่อยไอที่ติดไฟได้เมื่อโดนไฟหรือความร้อน (ทดสอบตาม ASTM E136 ที่ 750 องศาเซลเซียส)

บทที่ 2

ระบบเส้นท่อก๊าซ

(Piped Gas System)

1. แหล่งก๊าซ

1.1 ท่อบรรจุและถังบรรจุ



1.1.1 ต้องทดสอบและบำรุงรักษาท่อบรรจุตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในกรณีท่อเก่าให้เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 358-2551 การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด) ในกรณีท่อใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 359-2549 ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด) สำหรับถังบรรจุให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ หรือข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ถ้ามี)

1.1.2 ให้แสดงสิ่งบรรจุภายในท่อบรรจุ ตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานที่ มอก. 87-2521 สีและสัญลักษณ์ สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด)

1.1.3 ห้ามขูดฉลากออก เปลี่ยนแปลงหรือแกะออก

1.2 การจัดเก็บและการจัดวาง

หลักทั่วไปสำหรับก๊าซไม่ไวไฟ มีดังนี้

1.2.1 ท่อบรรจุก๊าซและถังบรรจุที่ใส่ของเหลวระเหยได้ต้องเก็บห่างจากเครื่องทำความร้อน ท่อไอน้ำร้อนและแหล่งความร้อน ถ้าอยู่ใกล้แหล่งความร้อนต้องป้องกันไม่ให้ท่อบรรจุหรือก๊าซร้อนเกิน 54 องศาเซลเซียส (130 องศาฟาเรนไฮต์) ภาชนะบรรจุของเหลวเย็นจัด (cryogenic liquid) ต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับผิว

1.2.2 ต้องมีผนังกันรอบสถานที่เก็บของระบบจ่ายก๊าซที่เป็นสารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) เช่น ออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ ซึ่งต้องทำจากวัสดุก่อสร้างที่สามารถทนไฟได้น้อย 1 ชั่วโมง และไม่ติดต่อดังโดยตรงกับสถานที่ให้ขาดมสลับ ผนังกันนี้ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ห้ามเก็บก๊าซไวไฟร่วมกับสารออกซิไดซ์ ก๊าซทางการแพทย์อื่นที่ไม่ไวไฟเช่นก๊าซเฉื่อยอาจเก็บไว้ในที่เดียวกันได้ ท่อบรรจุ

เต็มและท่อบรรจุเปลา่ ก็อาจเก็บรวมในสถานที่เดียวกันได้โดยติดป้ายแสดงให้ชัดเจน

1.2.3 ต้องมีราวหรือที่รัดท่อบรรจุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้เสียหายจากการล้มหรือเลื่อนหลุด

1.2.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานที่เก็บหรือชุดจ่ายก๊าซของก๊าซไม่ไวไฟ ต้องทำตามมาตรฐาน NFPA 70 (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเช่น สวิตช์หรือเต้าเสียบต้องติดตั้งในที่ถาวรซึ่งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกระแทก

1.2.5 ต้องไม่เก็บวัสดุไวไฟในสถานที่เก็บออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์

1.2.6 ต้องไม่เก็บวัสดุติดไฟได้เช่น กระดาษ พลาสติกหรือผ้าใกล้อบรรจุหรือชุดจ่ายก๊าซของออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ ชั้นเก็บท่อบรรจุสามารถทำได้ไม่ได้และต้องแกะสิ่งห่อหุ้มท่อออกก่อนเก็บเข้าที่

1.2.7 ถ้ามีฝาครอบท่อบรรจุ ต้องครอบสวมให้แน่นตลอดเวลาจนกระทั่งเปิดใช้งาน

1.2.8 ต้องไม่เก็บท่อบรรจุหรือถังบรรจุไว้ในที่อับทึบ

1.2.9 สถานที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซ

1.2.9.1 ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ที่มีความจุ (รวมที่ต่อกับระบบและที่เก็บ) ไม่เกินกำหนด (ออกซิเจนไม่เกิน 566 ลูกบาศก์

เมตร หรือ 20,000 ลูกบาศก์ฟุต ในทรัสออกไซด์ไม่เกิน 1,452 กิโลกรัม หรือ 3,200 ปอนด์) อาจอยู่กลางแจ้งที่มีกำแพงล้อมรอบ โดยเฉพาะหรือในห้อง หรืออยู่ภายในอาคารที่ใช้กับงานอื่นได้ โดยต้องมีผนังกันแยกออกจากกัน

1.2.9.2 ส่วนประกอบเกี่ยวกับการเก็บก๊าซที่อยู่ภายนอกแต่อยู่ชิดกับผนังของอาคารต้องอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากช่องเปิดใด ๆ ของอาคารโดยรอบมากกว่า 7.6 เมตร (25 ฟุต)

1.2.9.3 ต้องไม่ใช่สถานที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซเป็นที่เก็บท่อบรรจุอื่น นอกจากเป็นก๊าซไม่ไวไฟ ก๊าซทางการแพทย์อื่นที่ไม่ไวไฟให้ตั้งร่วมกับออกซิเจนและไนทรีสออกไซด์ได้ แต่ต้องให้มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอที่จะระบายก๊าซในบริเวณนั้นออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบรรยากาศที่ขาดออกซิเจนในกรณีที่อยู่อุปกรณ์ระบายความดัน (pressure-relief device) ของท่อบรรจุหรือชุดจ่ายก๊าซ (manifold) กำลังทำงานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

1.2.9.4 เครื่องผลิตอากาศอัดและเครื่องผลิตสุญญากาศต้องติดตั้งแยกจากห้องระบบจ่ายก๊าซหรือแหล่งเก็บท่อบรรจุ ต้องติดตั้งเครื่องผลิตอากาศอัดในห้องเฉพาะซึ่งมีการระบายอากาศเพียงพอและต้องสามารถเข้าซ่อมแซมได้

1.2.10 การก่อสร้างสถานที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซและการจัดระเบียบ

1.2.10.1 ผนัง พื้น เพดาน หลังคา ประตู อุปกรณ์ ตกแต่งภายใน ชั้นและที่ยึดต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟหรือมีขีดจำกัดการติดไฟ

1.2.10.2 ตำแหน่งห้องจ่ายออกซิเจนและไนโตรสออกไซด์ต้องไม่ติดต่อกับห้องให้ยาดมสลบหรือห้องเก็บยาดมสลบที่ไวไฟ

1.2.10.3 ประตูห้องระบบจ่ายก๊าซต้องใส่กุญแจได้

1.2.10.4 ถ้าระบบจ่ายก๊าซตั้งอยู่ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาเผา ห้องกำเนิดไอน้ำ ห้องนึ่งอบฆ่าเชื้อ ต้องสร้างที่ป้องกันไม่ให้ท่อบรรจุมีอุณหภูมิเกิน 54 องศาเซลเซียส (130 องศาฟาเรนไฮต์) ต้องไม่อยู่ติดกับของเหลวที่ไวไฟหรือติดไฟได้ง่าย

1.2.10.5 ห้ามติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดประกายไฟใกล้ที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซ

1.2.10.6 ต้องติดป้าย


ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ

ที่บริเวณระบบจ่ายก๊าซ ขนาดตัวหนังสือต้องอ่านได้ชัดเจน

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแหล่งเก็บก๊าซไม่ไวไฟ

ก. ขนาดมากกว่า 85 ลูกบาศก์เมตร (3,000 ลูกบาศก์ฟุต)

1) ระบบจ่ายออกซิเจนหรือสถานที่เก็บที่มีความจุมากกว่า 566 ลูกบาศก์เมตร (20,000 ลูกบาศก์ฟุต) ที่ NTP (รวมแหล่งสำรองที่ไม่ได้ต่อกับระบบด้วย) ต้องเป็นไปตาม NFPA50 มาตรฐานระบบออกซิเจนขนาดใหญ่ที่ติดตั้งในสถานที่ใช้งาน (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด) ตำแหน่งของถังบรรจุออกซิเจนเหลวต้องห่างจากโครงสร้างอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างระบบจ่ายพลังงานกับอาคารใหญ่กับโครงสร้างต่างๆ (หน่วยเป็นเมตร) ตัวเลขชุดแรกสำหรับรับถึงขนาดน้อยกว่า 20 ตัน ตัวเลขชุดหลังสำหรับรับถึงขนาด 20-200 ตัน

2) ผนัง พื้น เพดาน ซึ่งเป็นที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซนี้ ต้องทนไฟได้นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

3) ต้องมีการระบายอากาศสู่ภายนอกโดยเครื่องระบายหรือระบายตามธรรมชาติ ถ้าระบายตามธรรมชาติต้องมีช่องระบายขนาดพื้นที่ช่องว่างรวมอย่างน้อย 0.05 ตารางเมตร (72 ตารางนิ้ว)

ข. ขนาดน้อยกว่า 85 ลูกบาศก์เมตร (3,000 ลูกบาศก์ฟุต)

ประตูที่ใช้ต้องมีบานเกล็ดขนาดพื้นที่ระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.05 ตารางเมตร (72 ตารางนิ้ว) แต่ถ้าประตูนี้เปิดออกสู่ทางเดินในอาคารต้องเป็นบานทึบ และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแหล่งเก็บก๊าซไม่ไวไฟขนาดมากกว่า 85 ลูกบาศก์เมตร ข้อ ก (3)

1.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับออกซิเจน


1.3.1 ส่วนประกอบระบบออกซิเจนได้แก่ ท่อบรรจุหรือถังบรรจุ ถิ่น ฐานรองถื่น (valve seat) สารหล่อถื่น ข้อต่อ (fitting) ประเก็น (gasket) และอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมรวมทั้งท่อส่งก๊าซ (hose) ต้องสามารถเข้ากันได้กับออกซิเจนภายใต้สภาพของอุณหภูมิและความดันใช้งาน ห้ามใช้วัสดุที่จุดไฟติดง่าย ยกเว้นเป็นส่วนประกอบที่พิสูจน์หรือทดสอบแล้วว่าเหมาะสม

1.3.2 คุณสมบัติในข้อ 1.3.1 ให้ใช้กับไนตรัสออกไซด์และก๊าซผสมทางการแพทย์อื่นที่มีออกซิเจนมากกว่า 23.5 % หรือเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้ามี)

1.4 ระบบจ่ายกลางก๊าซ (Gas Central Supply System)

ประกอบด้วยระบบท่อบรรจุและอุปกรณ์จ่ายที่ติดตั้งแบบถาวรหรือแบบเคลื่อนที่ได้ (traler) มี 3 แบบ ดังต่อไปนี้คือ

1.4.1 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุที่ไม่มีแหล่งจ่ายสำรอง (รูปที่ 2) ประกอบด้วย




รูปที่ 2 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุที่ไม่มีแหล่งจ่ายสำรอง

1.4.1.1 ชุดจ่ายก๊าซจากท่อบรรจุ ประกอบด้วยท่อบรรจุ 2 ฟัง สลับกันจ่ายเข้าระบบเส้นท่อแต่ละฟังมีอุปกรณ์ควบคุมความดันและท่อบรรจุต่อกับหัวความดันสูง (high pressure header) แต่ละฟังต้องมีท่อบรรจุอย่างน้อย 2 ท่อ หรือจ่ายได้เฉลี่ยอย่างน้อย 1 วัน เมื่อฟังที่หนึ่ง (primary bank) ไม่สามารถจ่ายให้ระบบได้ ฟังที่สอง (secondary bank) ต้องเริ่มทำงานอย่างอัตโนมัติเพื่อจ่ายให้ระบบ ต้องต่อตัวรับสัญญาณ (actuating switch) กับแผงสัญญาณเตือนหลัก (master signal panel) เพื่อแสดงให้ทราบว่าขณะนี้มีการเปลี่ยนไปใช้ท่อบรรจุฟังที่สอง

1.4.1.2 ลิ้นทางเดียว (check valve) ต้องติดตั้งที่เส้นท่อระหว่างท่อบรรจุ (cylinder lead) หรือหางหมู (pigtail) กับหัวความดันสูงเพื่อป้องกันการสูญเสียก๊าซในกรณีที่ลิ้นระบายความดันของท่อบรรจุเปิดออกหรือเส้นท่อจากท่อบรรจุเสีย ลิ้นทางเดียวต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมสำหรับก๊าซและความดันใช้งาน

1.4.2. ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุที่มีแหล่งจ่ายสำรอง (รูปที่ 3)



รูปที่ 3 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อรวมที่มีแหล่งจ่ายสำรอง

1.4.2.1 ระบบจ่ายจากท่อบรรจุที่มีแหล่งจ่ายสำรองประกอบด้วย

ก. แหล่งจ่ายชุดแรก (primary supply) ซึ่งจ่ายให้ระบบ
เส้นท่อ

ข. แหล่งจ่ายชุดที่สอง (secondary supply) ต้องทำงาน
อย่างอัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ายชุดแรกไม่สามารถจ่ายให้ระบบได้ ต้องต่อ
ตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณเตือนหลักเพื่อแสดงให้ทราบว่ามี การ
เปลี่ยนไปใช้แหล่งจ่ายชุดที่สอง

ค. แหล่งจ่ายสำรอง (reserve supply) ต้องทำงานอย่าง
อัตโนมัติในกรณีที่แหล่งจ่ายชุดแรกและชุดที่สองไม่สามารถจ่ายให้
ระบบได้ ต้องต่อตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณเตือนหลักเพื่อแสดงให้
ทราบว่าขณะนี้แหล่งจ่ายสำรองเริ่มจ่ายก๊าซให้กับระบบแล้ว

1.4.2.2 แหล่งจ่ายสำรองประกอบด้วยท่อบรรจุความดันสูงที่มี
ชุดจ่ายก๊าซตั้งแต่ 3 ท่อขึ้นไปต่อเชื่อมตามข้อ 1.5.2 และต้องติดตั้ง
ทางเดียวตามข้อ 1.4.1.2 หรือต้องมีตัวรับสัญญาณที่กระตุ้นแผง
สัญญาณเตือนหลักเมื่อความดันของแหล่งจ่ายสำรองลดลงถึงระดับที่จ่าย
ได้เพียง 1 วัน


1.4.2.3 การใช้ถังเก็บของเหลวเย็นจัด (cryogenic liquid
storage vessel) เป็นแหล่งจ่ายปฏิบัติการ (operating supply) ต้องติดตั้ง
แบบมีแหล่งจ่ายสำรองเท่านั้น

1.4.2.4 ถังเก็บของเหลวเย็นจัดที่ออกแบบให้ป้องกันการสูญเสียก๊าซที่ระเหยจากของเหลวในแหล่งจ่ายชุดที่สองต้องออกแบบให้มีลิ้น bleeder back pressure เพื่อให้ก๊าซที่เกิดขึ้นไหลผ่านอุปกรณ์ควบคุมความดันก่อนเข้าสู่ระบบเส้นท่อ

1.4.2.5 ถังเก็บของเหลวเย็นจัด ต้องสร้างให้ทนความดันสูง (15.2 เมกะปาสคาล หรือ 350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือต้องมีอุปกรณ์ระบายความดันที่เหมาะสมติดตั้งต้นทางต่อหน่วยควบคุม (control unit)

1.4.2.6 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุที่มีแหล่งจ่ายสำรองนี้ ต้องมีเส้นทางเดียวระหว่างเส้นท่อจากท่อบรรจุแต่ละอันกับหัวความดันสูงของแหล่งจ่ายทั้งสองชุด

1.4.3 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่ที่มีแหล่งจ่ายสำรอง (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 ระบบจ่ายกลางที่ขนาดใหญ่ที่มีแหล่งจ่ายสำรอง

โครงการจัดทำคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ

1.4.3.1 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่ประกอบด้วย
แหล่งจ่าย 2 แหล่ง โดยแหล่งหนึ่งต้องใช้สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้นและต้องต่อตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณเตือนหลักเพื่อแสดงให้
ทราบ bahwa แหล่งจ่ายสำรองเริ่มทำงาน

ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่มี 2 แบบ คือ

ก. ชนิดสลับข้าง (alternating type) มีจำนวน 2 หน่วย
หรือมากกว่า สลับกันจ่ายเข้าระบบเส้นท่อ เมื่อแหล่งจ่ายชุดแรกไม่
สามารถจ่ายได้ แหล่งจ่ายชุดที่สองจะกลายเป็นชุดแรกโดยอัตโนมัติ
และต้องเปลี่ยนท่อบรรจุใหม่ให้กับแหล่งจ่ายชุดที่หมด (ซึ่งไม่ใช่
แหล่งจ่ายสำรอง) แล้วต่อเข้ากับระบบให้พร้อมก่อนการสลับใช้ครั้ง
ต่อไป ต้องต่อตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณเตือนหลักเพื่อแสดงให้
ทราบเมื่อเกิดการสลับข้างใช้งาน

ข. ชนิดจ่ายต่อเนื่อง (continuous type) มีจำนวน 1
หน่วย หรือมากกว่า จ่ายเข้าระบบเส้นท่ออย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อีก
หน่วยหนึ่งคงสภาพเป็นแหล่งจ่ายสำรองและทำงานเฉพาะในกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น

1.4.3.2 แหล่งจ่ายชุดที่สองหรือแหล่งจ่ายสำรองที่กล่าวใน
1.4.3.1 แต่ละแหล่งต้องมีความจุอย่างน้อยเพียงพอที่จะจ่ายได้เฉลี่ย 1 วัน
และประกอบด้วย

ก. ท่อบรรจุความดันสูง 3 ท่อหรือมากกว่า ที่ต่อกับชุดจ่ายก๊าซตามข้อ 1.4.1.1 และ 1.5.2 ต้องมีตัวรับสัญญาณกระตุ้นให้สัญญาณเตือนหลักทำงานเมื่อความดันของแหล่งจ่ายสำรองลดลงถึงระดับที่จ่ายได้เพียง 1 วัน

ข. ถังเก็บของเหลวเย็นจัดที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายสำรองให้กับระบบจ่ายกลางก๊าซขนาดใหญ่ ต้องมีตัวรับสัญญาณกระตุ้นให้สัญญาณเตือนหลักทำงานเมื่อความดันของแหล่งจ่ายสำรองลดลงถึงระดับที่จ่ายได้เพียง 1 วัน และตัวรับสัญญาณอีกอันหนึ่งซึ่งจะกระตุ้นให้ระบบสัญญาณเตือนหลักทำงานเมื่อความดันใช้งานที่เหลือในแหล่งจ่ายสำรองลดลงต่ำกว่าความดันที่ต้องการให้ทำงานอย่างถูกต้องต้องติดตั้งลิ้น bleeder back pressure เพื่อป้องกันการสูญเสียก๊าซที่เกิดจากการระเหยของของเหลวในแหล่งจ่ายสำรอง โดยให้ก๊าซที่เกิดขึ้นนี้ไหลผ่านอุปกรณ์ควบคุมความดันก่อนเข้าสู่ระบบเส้นท่อ

1.5 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับระบบจ่ายกลางก๊าซ

1.5.1 ท่อบรรจุ ต้องออกแบบ สร้าง ทดสอบและบำรุงรักษาตามข้อ 1.1 ท่อบรรจุที่ใช้งานและที่เก็บต้องมีที่ยึดอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันการตกหล่นหรือถูกชนล้ม

1.5.2 ชุดจ่ายก๊าซ ต้องสร้างอย่างมั่นคง การออกแบบและวัสดุต้องเหมาะสมกับก๊าซและความดันที่เกี่ยวข้อง วิธีการทางเครื่องกลที่ใช้ต้องมีความมั่นคงในการต่อท่อบรรจุก๊าซกับชุดจ่ายก๊าซ ทางออกจากท่อ

บรรจุและข้อต่อทางเข้าชุดจ่ายก๊าซหรือตัวควบคุมต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1095-2535 ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไขให้ใช้ฉบับล่าสุด) เมื่อต่อก๊าซทางการแพทย์ที่ไม่ไวไฟเป็นระบบแล้ว ต้องแน่ใจว่าไม่สามารถสลับชนิด (non-interchangeability) ของท่อบรรจุและอุปกรณ์ได้ วัสดุอุปกรณ์ต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และการติดตั้งต้องเป็นไปตามคำแนะนำของช่างผู้ชำนาญการในการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกวิธี

1.5.3 จุดต่อระหว่างท่อบรรจุกับเส้นทางเดียวก่อนเข้าสู่หัวความดันสูง ต้องใส่เส้นท่อจากท่อบรรจุหรือทางลมเพื่อให้มีการยืดหยุ่นตัวได้ เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนท่อบรรจุและป้องกันจุดต่อรั่ว

1.5.4 อุปกรณ์ควบคุมความดันเส้นท่อ (Line Pressure Regulator) ต้องติดตั้งต้นทางต่อลิ้นระบายความดันในท่อตัวสุดท้าย (ข้อ 1.5.7) ในที่ซึ่งก๊าซชนิดเดียวกันมีเส้นท่อหลายระบบ เพื่อให้มีความดันใช้งานต่าง ๆ กัน ต้องแยกติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความดัน ลิ้นระบาย และลิ้นปิดแหล่งจ่าย (source shutoff valve) สำหรับแต่ละความดัน

1.5.5 หัวจ่ายก๊าซความดันสูง (Header) ต้องติดตั้งมาตรวัดความดันและลิ้นระบายความดัน

1.5.6 ลิ้นปิด (Shutoff Valve) ที่ใช้มือหมุน ต้องติดตั้งต้นทางต่ออุปกรณ์ควบคุมความดันแต่ละอัน และต้องมีเส้นทางเดียวและลิ้นปิดที่ใช้มือหมุนติดตั้งปลายทางเรียงตามลำดับ

1.5.7 ลิ้นระบายความดัน (Pressure Relief Valve) ระบบจ่ายกลาง ก๊าซแต่ละระบบต้องมีลิ้นระบายความดันสูง ตั้งค่าให้สูงกว่าความดันใช้งานในท่อ 50 เปอร์เซ็นต์ ติดตั้งปลายทางต่ออุปกรณ์ควบคุมความดันท่อและต้นทางต่อลิ้นปิดแหล่งจ่าย ลิ้นระบายความดันนี้อนุญาตให้ตั้งค่าสูงกว่าได้ถ้ามีลิ้นระบายความดันอีกอันหนึ่งที่ตั้งค่าให้สูงกว่าความดันใช้งานในท่อ 50 เปอร์เซ็นต์ ติดตั้งอยู่แล้วในเส้นท่อหลัก ลิ้นระบายความดันทุกอันต้องปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากระบายความดันที่เกินออกไปแล้ว ลิ้นระบายความดันที่ตั้งค่าให้สูงกว่าความดันใช้งานในท่อ 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องระบายออกสู่ภายนอกระบบจ่ายก๊าซทั้งหมด ถ้าก๊าซนั้นไม่ใช่อากาศทางการแพทย์หรือความจุก๊าซรวมของระบบจ่ายเกิน 85 ลูกบาศก์ (3,000 ลูกบาศก์ฟุต) ลิ้นระบายความดันต้องทำจากทองเหลืองหรือสัมฤทธิ์ (bronze) และออกแบบพิเศษเพื่อใช้งานกับก๊าซ [ลิ้นระบายความดันที่อยู่ปลายทางต่อตัวควบคุมความดันในเส้นท่อของระบบไนโตรเจนที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ซึ่งแตกต่างจากความดันปกติ (340-400 กิโลปาสกาล หรือ 50-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ต้องตั้งค่าให้สูงกว่าความดันในเส้นท่อ 50 เปอร์เซ็นต์]

1.5.8 เส้นทางเดียว ระบบจ่ายกลางก๊าซตามข้อ 1.4.2 หรือ 1.4.3 ต้องมีเส้นทางเดียวในแหล่งจ่ายหลักชุดแรกอยู่ต้นทางต่อจุดบรรจบ (point of intersection) กับแหล่งจ่ายหลักชุดที่สองหรือแหล่งจ่ายสำรอง

1.5.9 อุปกรณ์ควบคุมความดันเส้นท่ออันสุดท้าย ต้องเป็นชนิดคู่ (duplex) เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องปิดระบบเส้นท่อก๊าซทั้งหมด

1.5.10 ต้องติดตั้งมาตรวัดความดันหลังจากผ่านอุปกรณ์ควบคุมความดันเส้นท่อเพื่อให้ทราบความดันในเส้นท่อก่อนจ่ายไปใช้งาน

1.5.11 การต่อหัวจ่ายออกซิเจนฉุกเฉิน (emergency oxygen supply connection) ต้องมีจุดต่อเข้าเพื่อนำแหล่งจ่ายเสริมมาต่อเข้าในกรณีฉุกเฉินหรือสำหรับการซ่อมบำรุง (รูปที่ 5) ออกซิเจนฉุกเฉินนี้ต้องผ่านอุปกรณ์ควบคุมความดันอย่างเหมาะสมมาแล้วเป็น 340-400 กิโลปาสกาล (50-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) จุดต่อเข้านี้ต้องอยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งมีการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าไปได้ และติดป้ายดังนี้

ทางเข้าฉุกเฉินของออกซิเจนความดันใช้งาน


จุดต่อนี้ต้องอยู่ปลายทางต่อลิ้นปิดของเส้นทางหลัก ต้องมีเส้นทางเดียว (เส้น A) ในเส้นท่อหลักระหว่างลิ้นปิดเส้นท่อหลักและจุดต่อ

รูปตัว T และเส้นทางเดียวอีกหนึ่งอัน (เส้น B) ระหว่างจุดต่อรูปตัว T กับ
เส้นปิดการจ่ายฉุกเฉิน

1.5.11.1 เส้นท่อที่เชื่อมกับที่จ่ายออกซิเจนฉุกเฉินต้องมีเส้น
ระบายความดันที่ใหญ่พอ เพื่อป้องกันระบบจ่ายด้วยเส้นท่อและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ถัดไปเกิดความเสียหายจากความดันที่สูงเกิน 50
เปอร์เซ็นต์ของความดันใช้งาน

1.5.11.2 ทางเข้าต้องเป็นท่อชนิดเกลียวใน มีขนาดใหญ่พอ
สำหรับความต้องการทั้งหมดในระบบที่ความดันก๊าซของแหล่งฉุกเฉิน

1.5.11.3 จุดต่อหัวจ่ายออกซิเจนฉุกเฉิน ต้องอยู่บริเวณที่
รถบรรทุกออกซิเจนฉุกเฉิน สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและจุดต่อหัว
จ่ายนี้ต้องไม่ติดกับแหล่งจ่ายออกซิเจนหลัก



รูปที่ 5 จุดต่อหัวจ่ายออกเงินลูกเดิน

1.6 ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ออกซิเจนชนิดก๊าซหรือออกซิเจนเหลว (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อควรพิจารณาในการเลือกออกซิเจนชนิดก๊าซหรือออกซิเจนเหลว

	ออกซิเจนชนิดก๊าซ	ออกซิเจนเหลว
สภาพทั่วไปของภาชนะบรรจุ	ท่อบรรจุเป็นท่อเหล็กขนาด G น้ำหนักท่อเต็ม 33 กิโลกรัม	ถังบรรจุเป็นถังเหล็กมีผนัง 2 ชั้นระหว่างชั้นเป็นสุญญากาศ
สถานะภายใน	อยู่ในรูปก๊าซ	อยู่ในรูปของเหลวและมีก๊าซอยู่เหนือของเหลว
ความดันภายในภาชนะที่บรรจุ	ความดันเต็มท่อบรรจุสูงถึง 13,600 กิโลปาสกาล (2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเปิดใช้	ความดัน 800-1,000 กิโลปาสกาล (120-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และจะคงที่ตลอดการใช้งานถ้าภายในยังมีของเหลวเหลืออยู่

	ออกซิเจนก๊าซ	ออกซิเจนเหลว
ความบริสุทธิ์ และสิ่งเจือปน	มีโอกาสเจือปนได้มาก จากการผ่านการใช้งาน และจากกระบวนการอัด ก๊าซจากโรงงานผลิต	มีโอกาสเจือปนได้น้อย เพราะเป็นของเหลวซึ่ง จะถูกถ่ายจากรถของ โรงงานเข้าสู่ถังบรรจ โดยตรง
ปริมาณบรรจุ	ท้อบรรจุขนาด G 1 ท้อ จุได้ประมาณ 5,000 ลิตร	ถังบรรจุขนาดตามแต่ ปริมาณการใช้ออกซิเจน เหลว 1 ลิตร เมื่อ กลายเป็นก๊าซจะได้ ประมาณ 862 ลิตร
ความดันในท้อ ก๊าซ	จาก 2,000 ลดลงเหลือ 150-200 เมื่อ ผ่านชุดจ่ายก๊าซจะปรับ ลดลงเหลือ 50-60 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว	จาก 350 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้วลดลงเหลือ 120-150 เมื่อผ่านชุด จ่ายก๊าซจะปรับลดลง เหลือ 50 – 60 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว

	ออกซิเจนชนิดก๊าซ	ออกซิเจนเหลว
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบความดันสูงมีการเปลี่ยนแปลงความดันในระบบมาก - การเคลื่อนย้ายท้ออย่างไม่รอบคอบมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบความดันต่ำกว่า มีการเปลี่ยนแปลงความดันในระบบน้อยกว่า - ตั้งอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนย้าย มีระบบรักษาความปลอดภัย
บริเวณที่ใช้เก็บรักษา	จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากในการเก็บท่อบรรจุเมื่อมีประมาณการใช้มาก	สถานที่ตั้งถังบรรจุภายนอกอาคารต้องการพื้นที่อย่างน้อย 16 ตารางเมตร
ค่าแรงงาน	ปกติมีการใช้ 2 ลักษณะคือ <ul style="list-style-type: none"> - ใช้เป็นท่อเดี่ยวแยกกัน ต้องใช้แรงงานขนย้าย - ใช้เป็นระบบจ่ายกลาง โดยมีชุดจ่ายก๊าซต่อเส้น ท่อนำก๊าซไปใช้งาน ต้องมีคนคอยดูแลสับเปลี่ยน 	ใช้แรงงานน้อย เพียงคอยตรวจสอบระดับของเหลวที่ลดลงถึงเกณฑ์ที่ควรเติมหรือไม่

	ออกซิเจนชนิดก๊าซ	ออกซิเจนเหลว
	ท่อบรรจุที่หมดอายุเสมอ	
ความสูญเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อใช้ไปจนความดันภายในท่อลดลงก๊าซจะไม่ไหลออกเข้าเส้นท่อก๊าซส่วนหนึ่งจะค้างอยู่ในท่อทำให้เกิดการสูญเสียเปล่า 5-10% ต่อท่อ - ถ้าความดันภายในท่อสูงเกินกว่าความปลอดภัยของระบบก็จะปล่อยให้ก๊าซระบายออกเพื่อลดความดัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ได้ตามจำนวนที่รับมาทั้งหมดไม่มีการสูญเสีย - เนื่องจากมีตัวปรับความดันจึงไม่มีโอกาสที่ความดันจะสูงขึ้นเกินขีดความปลอดภัย จึงไม่สูญเสียก๊าซจากถัง
การขนส่ง	ท่อเหล็กหนักมาก กินเนื้อที่ใช้งานการขนย้ายมาก	ใช้รถบรรทุกออกซิเจนเหลวมาเติมสะดวกและปลอดภัยกว่า

โรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนจากท่อบรรจุออกซิเจนมาเป็นถังบรรจุออกซิเจนเหลว ควรพิจารณาดังนี้คือ

1.6.1 มีรถบรรทุกออกซิเจนเหลวมาบริการเติมได้อย่างสะดวกทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน

1.6.2 มีอัตราการใช้ออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอ และมีปริมาณการใช้เป็นจำนวนมากจนต้องเปลี่ยนท่อก๊าซทั้งหมดมากกว่าวันละหนึ่งครั้ง (เปลี่ยนท่อบรรจุใหม่ทุกวัน) รวมทั้งปริมาณการใช้ต้องไม่น้อยกว่าปริมาตรของออกซิเจนเหลวที่จะถูกระเหยไปเป็นก๊าซ อันเป็นผลจากอุณหภูมิรอบ ๆ ถังบรรจุ (ประมาณวันละ 0.1-1.0% ของความจุทั้งหมด) ถ้าอัตราการใช้ต่ำกว่านี้จะไม่คุ้มทุน


1.6.3 มีจำนวนเตียงผู้ป่วยตั้งแต่ 150 เตียงขึ้นไป

2. การจ่ายก๊าซ (Distribution)

(ชุดจ่ายก๊าซ การติดตั้งเส้นท่อ ลึ้น/การควบคุม ทางเปิดออกและ
สัญญาณเตือน)

2.1 ระบบเส้นท่อ

2.1.1. วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย



2.1.1.1 เส้นท่อ ต้องเป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บ โกงยาก (hard-drawn) ชนิด K หรือ L ยกเว้นสำหรับระบบที่ความดันใช้งานระหว่าง 1,380-2,070 กิโลปาสกาล (200-300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ต้องใช้ทองแดงชนิด K (ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดของ ASTM B-88 หรือ B-819) เส้นท่อหลักและสาขาในระบบต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1.27 เซนติเมตร (1/2 นิ้ว) และใช้ขนาด 0.635 เซนติเมตร (1/4 นิ้ว) สำหรับเส้นท่อที่ต่อไปแผงสัญญาณเตือนประจำพื้นที่ แต่ละช่วงของเส้นท่อต้องเขียนชื่อสัญลักษณ์กำกับไว้อย่างถาวรและอุดปลายเส้นท่อทั้งสองข้าง ขณะขนส่ง ข้อต่อเส้นท่อ ลึ้นและอุปกรณ์อื่นต้องปิดผนึกและทำ

เครื่องหมายกำกับ ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศผู้ติดตั้งต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.1.1.2 ข้อต่อเส้นท่อ (joint or fitting) ต้องเป็นโลหะที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามี ความแข็งแรง กันรั่วและทนความร้อนได้เท่ากับ การเชื่อม (brazed) ด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 538 องศาเซลเซียส (1000 องศาฟาเรนไฮท์)

2.1.1.3 ตัวแขวนและตัวยึด (hanger and support) ช่วงห่างสูงสุดของเส้นท่อต้องมีที่ยึดติดกับ โครงสร้างอาคาร ช่วงห่างสูงสุดของการยึดเป็นดังนี้คือ

ท่อ 0.635 เซนติเมตร (1/4 นิ้ว) ห่าง 1.5 เมตร (5 ฟุต)

ท่อ 0.953 เซนติเมตร (3/8 นิ้ว) ห่าง 1.8 เมตร (6 ฟุต)

ท่อ 1.27 เซนติเมตร (1/2 นิ้ว) ห่าง 1.8 เมตร (6 ฟุต)

ท่อ 1.91 เซนติเมตร (3/4 นิ้ว) ห่าง 2 เมตร (7 ฟุต)

ท่อ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ห่าง 2.5 เมตร (8 ฟุต)

ท่อ 3.175 เซนติเมตร (1 1/4 นิ้ว) ห่าง 2.7 เมตร (9 ฟุต)

ท่อ 3.81 เซนติเมตร (1 1/2 นิ้ว) หรือใหญ่กว่าห่าง 3.05 เมตร (10 ฟุต) ทุกชั้น

ท่อแนวตั้ง ห่างไม่เกิน 4.57 เมตร (15 ฟุต)

ตัวแขวนหรือตัวยึดสำหรับท่อทองแดงต้องขัดเรียบ (copper finish) ในบริเวณที่มีความชื้นสูงตัวแขวนหรือตัวยึดท่อทองแดง

ต้องเคลือบด้วยพลาสติกหรือต้องใช้วัสดุหุ้มมิให้สัมผัสกับเส้นท่อโดยตรง

2.1.1.4 ลิ้น

ก. ลิ้นปิด (shutoff valve)

ต้องทำจากโลหะ 3 ชั้น แบบลูกบอลหมุน ¼ รอบ มีช่วงก๊าซผ่านเต็มขนาด(full size port) มีด้ามจับ มีการแสดงทิศทางไหลของก๊าซ มีส่วนยื่นสำหรับการเชื่อมต่อ (brazing) ต้องออกแบบให้ใช้ได้กับก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์โดยเฉพาะ ต้องระบุคุณสมบัติในการใช้งานอย่างชัดเจน ทนอุณหภูมิการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความดันใช้งาน บาลิ้นและตัวลิ้นต้องปิดสนิทป้องกันการรั่วเป็นอย่างดีในกรณีต้องการปิดไม่ให้ก๊าซไหลผ่านและต้องให้อากาศไหลผ่านได้ดีในกรณีต้องการเปิด วัสดุที่ใช้ต้องคงทนเหมาะสมกับสภาพใช้งาน ต้องเลือกใช้ลิ้นให้เหมาะสมกับความดันใช้งาน ชนิดของลิ้นต้องเป็นไปตามกำหนดของวิศวกรผู้ออกแบบ ห้ามนำลิ้นที่ใช้กับน้ำ ใช้น้ำหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมาใช้กับระบบก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์ ลิ้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามมาตรฐานที่สากลยอมรับเช่น NFPA, ASTM หรือ CGA เป็นต้น

ข. ลิ้นทางเดียว (Check Valve)

ต้องทำจากวัสดุที่คงทนแข็งแรง ได้รับการออกแบบ เพื่อให้ใช้กับก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์โดยเฉพาะ ต้องระบุ คุณสมบัติในการใช้งานอย่างชัดเจน ทนอุณหภูมิการใช้งานไม่ต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียส ทนความดันใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 1700 กิโลปาสคาล (250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของความดันใช้งาน ควบคุมการไหลย้อนกลับโดยแรงกดของสปริง บาลันและตัวลิ้นต้องสัมผัสกันสนิทไม่ทำให้เกิดการรั่วได้ง่าย และป้องกันการไหลย้อนกลับ วัสดุที่ใช้ต้องคงทนเหมาะสมกับสภาพใช้งาน จุดต่อทำด้วยเกลียว ต้องเลือกลิ้นทางเดียวให้เหมาะสมกับความดันใช้งาน ห้ามนำลิ้นทางเดียวที่ใช้กับน้ำ ไอน้ำหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมาใช้กับระบบก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์ ลิ้นทางเดียวต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามมาตรฐานที่สากลยอมรับเช่น NFPA, ASTM หรือ CGA เป็นต้น

ค. ลิ้นระบายความดัน (Pressure Relief Valve)

ต้องทำจากวัสดุที่คงทนแข็งแรง ได้รับการออกแบบ เพื่อให้ใช้กับก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์โดยเฉพาะ ต้องระบุ คุณสมบัติในการใช้งานอย่างชัดเจน ทนอุณหภูมิการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียส ทนความดันใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 1700 กิโลปาสคาล (250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของความดันใช้งาน มีก้านโยกเพื่อทดสอบการทำงาน มีชุดกลอุกรณ์นิรภัยแบบ

ระบาย (safety relief device) เพื่อระบายก๊าซหรืออากาศตามความต้องการ มีช่องระบายที่กว้างพอเพื่อให้ระบายได้ดีในกรณีความดันที่มากเกินไปและต้องสามารถต่อท่อระบายออกภายนอกอาคารได้ จุดต่อทำด้วยเกลียวหรือจุดต่อสวมที่มั่นคงแข็งแรง ตัวเรือนลิ้นระบายความดันในจุดต่อเข้ากับอุปกรณ์ต้องต่อด้วยเกลียว ต้องเลือกลิ้นระบายความดันให้เหมาะสมกับความดันใช้งาน ห้ามนำลิ้นระบายที่ใช้กับน้ำ ไอน้ำ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมาใช้กับระบบก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์ ลิ้นระบายความดันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามมาตรฐานที่สากลยอมรับเช่น NFPA, ASTM หรือ CGA เป็นต้น

2.1.2 การวางเส้นท่อ



2.1.2.1 การทำความสะอาดภายในเส้นท่อ ต้องล้างน้ำมันและคราบไขมันออกให้หมดโดยใช้น้ำยา sodium carbonate หรือ

trisodium phosphate อัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 30 ลิตร แล้วล้างน้ำยาดังกล่าวออกให้หมดด้วยน้ำร้อนและเป่าให้แห้ง เส้นท่อที่ทำความสะอาดแล้วต้องมีจุกอุดที่ปลายทั้งสองข้าง ส่วนเส้นท่อที่ทำความสะอาดมาแล้วจากบริษัทผู้ผลิต (ASTM B 819) ซึ่งมีจุกอุดปลายทั้งสองข้าง ไม่ต้องทำความสะอาดภายในท่ออีก

2.1.2.2 ลึน ข้อต่อเส้นท่อและส่วนประกอบอื่นของเส้นท่อ ต้องทำความสะอาดสำหรับใช้งานกับออกซิเจนโดยผู้ผลิตตาม CGA Pamphlet G-4.1 ยกเว้นตัวสวมเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้ทำความสะอาดโดยตัวแทนที่ไม่ใช่ผู้ผลิต

2.1.2.3 การเชื่อมเส้นท่อ ต้องเชื่อมด้วยลวดที่มีส่วนผสมของเงินสูง (silver brazing alloy) ที่มีจุดหลอมตัวไม่ต่ำกว่า 538 องศาเซลเซียส (1000 องศาฟาเรนไฮต์) ขณะเชื่อมต้องเป่าภายในเส้นท่อด้วยไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมันตลอดเวลา การเชื่อมต้องไม่ให้โลหะบัดกรีเหลือค้างภายในท่อ ข้อต่อหรือโดยรอบท่อ ต้องเชื่อมให้รอบท่อโดยไม่มีรูรั่ว จุดเชื่อมของข้อต่อในกรณีข้อต่อเป็นเกลียว ห้ามขยายหรือบีบเส้นท่อเพื่อให้สวมกันโดยตรง ห้ามใช้น้ำยาประสานขณะเชื่อม ห้ามทำการเชื่อมชนิดที่ทำให้ขนาดเส้นท่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดทั้งระบบเส้นท่อ รวมถึงข้อต่อไปสู่ทางเปิดออก สัญญาณเตือนและส่วนประกอบอื่น ๆ

2.1.2.4 การเชื่อมต่อและการเปลี่ยนทิศทางเส้นท่อ
ต้องใช้ข้อต่อเส้นท่อนั้น ห้ามงอเส้นท่อ ตำแหน่งข้อต่อเส้นท่อต้อง
ไม่เจาะผ่านผนังหรือฝ้าในกำแพง

2.1.2.5 การติดตั้งเส้นท่อ เส้นท่อควรติดตั้งลอย
ส่วนที่อยู่ในเพดานต้องทาสีเป็นสีเดียวกับสีสัญลักษณ์ของก๊าซที่บรรจุอยู่
ในเส้นท่อ โดยทาเป็นระยะห่างกันไม่น้อย 1.8 เมตร ถ้าเป็นเส้นท่อใน
ที่เปิดเผยต้องทาสีตลอดแนวเส้นท่อ เส้นท่อที่ติดตั้งผ่านบริเวณที่เสี่ยง
ต่อการกระทบกระทั่งต้องมีสิ่งป้องกัน เช่น ไข่แทงอลูมิเนียมเป็นต้น
การวัดระยะเส้นท่อทองแดงต้องตัดให้พอดีกับระยะใช้งาน เมื่อติดตั้ง
แล้วต้องไม่มีแรงสปริงหรือแรงดันในเส้นท่อ

2.1.2.6 สีที่ใช้ทาระบบเส้นท่อ ต้องเป็นสีน้ำมัน
สำหรับทาโลหะโดยเฉพาะ โดยทาสีรองพื้นก่อน สีรองพื้นต้องมี
คุณสมบัติในการยึดเกาะโลหะกับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเป็นอย่างดี และมี
คุณสมบัติเป็นตัวประสานระหว่างเส้นท่อกับสีที่ทาทับครั้งสุดท้าย

กำหนดให้	ออกซิเจน	สี เขียวมรกต
	ไนโตรสออกไซด์	สี น้ำเงิน
	อากาศทางการแพทย์	สี เหลือง
	อากาศความดันสูง	สี ดำ
	สุญญากาศ	สี ขาว

2.1.2.7 ขนาดเส้นท่อของระบบ ต้องมีขนาดใหญ่พอสำหรับอัตราไหลตามต้องการที่ความดันใช้งาน ช่วงห่างสูงสุดของเส้นท่อต้องมีตัวยึดติดกับโครงสร้างอาคารตาม NFPA 99C

2.1.2.8 ต้องมีการป้องกันการกัดกร่อนและความเสียหายทางกายภาพ เส้นท่อที่ฝังใต้ดินนอกอาคาร ต้องฝังให้ลึกมากพอเพื่อป้องกันแรงกดในกรณีที่ดินผิวน้ำดินต้องรับน้ำหนักมาก คือ ลึกอย่างน้อย 90 เซนติเมตร (36 นิ้ว) ยกเว้นถ้าไม่มีผลจากน้ำหนักกดทับอาจให้เส้นท่อฝังลึกเพียง 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) พื้นที่รองรับเส้นต้องรองรับอย่างต่อเนื่อง เส้นท่อต้องมีรางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตลอดเส้นท่อ เพื่อป้องกันการกดทับและมีช่องเปิดตรงบริเวณข้อต่อเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ วัสดุที่ใช้กลบทับต้องสะอาดและแน่นพอที่จะป้องกันและยึดเส้นท่อที่ฝังไว้

2.1.2.9 เส้นท่อใต้ดินผ่านกำแพง (wall sleeve) ต้องอุดช่องว่างระหว่าง sleeve กับเส้นท่อที่ปลาย sleeve ทั้งสองด้าน เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้า เส้นท่อแนวตั้งอาจติดตั้งในช่องท่อ (pipe shaft) ได้ ถ้ามีการป้องกันความเสียหายทางด้านกายภาพจากความร้อนสูง ป้องกันการกัดกร่อนและปนเปื้อนจากน้ำมัน โดยมีฉนวนกันแยกที่เหมาะสม

2.1.2.10 ห้ามต่อเส้นท่อเข้าในครัวหรือห้องเครื่องจักรกลไฟฟ้า

2.1.2.11 ไม่แนะนำให้ติดตั้งเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์รวมในช่องทางเดียวกับท่อก๊าซเชื้อเพลิง สายไฟฟ้าและท่อไอน้ำ แต่ถ้าจำเป็น ต้องมีการระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือโดยใช้เครื่องก็ได้ โดยอุณหภูมิรอบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ต้องไม่เกิน 54 องศาเซลเซียส และไม่ติดตั้งในที่ซึ่งอาจจะโดนน้ำมันได้

2.1.2.12 เส้นท่อตามทางเดินที่อาจโดนเลียขวน ต้องมีที่ป้องกันอย่างเหมาะสม

2.1.2.13 เส้นท่อส่งก๊าซ (hose) และข้อต่อที่งอได้ (flexible connector) ทั้งชนิดโลหะและไม่ใช่โลหะ ต้องไม่ยาวเกินความจำเป็นและไม่สอดผ่านผนังทึบ พื้นห้องเพดานหรือฉากกั้น ข้อต่อชนิดงอต้องสามารถต้านแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 2,700 กิโลปาสกาล (400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

2.1.2.14 ถ้าระบบที่เคยใช้กับก๊าซหรือความดันชนิดหนึ่งถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ก๊าซหรือความดันชนิดอื่น ต้องนำกฎทุกข้อมาใช้เหมือนกับว่าเป็นระบบใหม่

“ห้ามเปลี่ยนระบบสุญญากาศไปเป็นระบบก๊าซ”

2.1.3 การติดตั้งลิ้นปิดก๊าซ (Gas Shutoff Valve)



2.1.3.1 ลิ้นปิดที่อยู่ในสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ต้องมีกล่องครอบและมีฝาที่สามารถทุบให้แตกหรือถอดได้ ขนาดช่องต้องใหญ่พอที่จะใช้มือเข้าไปเปิดปิดลิ้นได้ ลิ้นปิดที่ใช้เฉพาะแผนกจิตเวชหรือกุมารเวชต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องปิดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปิด-เปิดอย่างไม่ถูกต้อง


2.1.3.2 ลิ้นปิดต้องติดตั้งทันทีที่ทางออกจากแหล่งจ่าย เพื่อแยกแหล่งจ่ายทั้งหมด (รวมอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวทำอากาศแห้ง ตัวควบคุมสุดท้าย ฯลฯ) ออกจากระบบเส้นท่อ ลิ้นของแหล่งจ่ายต้องอยู่ต้นทางต่อลิ้นปิดเส้นท่อหลักและติดตั้งชิดกับอุปกรณ์แหล่งจ่ายมีป้ายติดไว้ว่า

ลิ้นปิดแหล่งจ่ายสำหรับ.....(ชื่อก๊าซ).....

2.1.3.3 เส้นท่อจ่ายหลัก ต้องมีลิ้นปิด ตำแหน่งลิ้นต้องอยู่ในที่ ๆ เฉพาะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าไปได้เท่านั้น เช่น อยู่ในเพดานหรือหลังประตูทางเข้าที่ใส่กุญแจได้ ลิ้นนี้ต้องติดตั้งปลายทางต่อลิ้นของแหล่งจ่ายและอยู่นอกห้องแหล่งจ่าย หรือจุดแรกที่เส้นท่อหลักนี้เข้ามาในอาคาร ลิ้นนี้ต้องอยู่ในที่ ๆ เห็นได้ชัดเจนถ้าเราสามารถเข้าถึงลิ้นของแหล่งจ่ายได้จากภายในตัวอาคาร ไม่จำเป็นต้องมีลิ้นเส้นท่อหลักนี้

2.1.3.4 เส้นท่อแนวตั้งแต่ละอันที่แยกออกจากเส้นท่อหลัก ต้องมีลิ้นปิดอยู่ติดกับข้อต่อของเส้นท่อแนวตั้งนี้ ลิ้นนี้ต้องอยู่ในที่เข้าถึงได้ตลอดเวลาและห้ามมีสิ่งกีดขวาง

2.1.3.5 ทางเปิดออก (station outlet) ต้องไม่ออกจากเส้นท่อแนวตั้งโดยตรง ยกเว้นถ้ามีลิ้นปิดที่บังคับด้วยมือของชั้นเดียวกัน ติดตั้งอยู่ระหว่างเส้นท่อแนวตั้งกับทางเปิดออก พร้อมกับมีกำแพงกั้นระหว่างลิ้นกับทางเปิดออก (รูปที่ 6) ต้องสามารถเปิดปิดลิ้นนี้ได้จากตำแหน่งที่ยืนบนระเบียงของชั้นนั้น เส้นท่อสาขาแต่ละอันที่ส่งไปยังห้องผู้ป่วยต้องมีลิ้นปิดซึ่งควบคุมการไหลของก๊าซทางการแพทย์ไปยังห้องผู้ป่วย ลิ้นปิดเส้นท่อสาขาต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีผลกระทบต่อจ่ายก๊าซในส่วนที่เหลือของระบบ ต้องติดตั้งมาตรวัดความดันปลายทางต่อลิ้นของเส้นท่อสาขาแต่ละอัน



รูปที่ 6 ตำแหน่งของลิ้น สวิตช์ควบคุมความดันและการวางเส้นท่อของระบบก๊าซทางการแพทย์

โครงการจัดทำคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ

2.1.3.6 ลีนปิดที่ติดกับเส้นท่อเพื่อใช้แยกระบบที่มีอยู่ สำหรับการซ่อมบำรุงหรือต่อเติมระบบท่อใหม่ ลีนเหล่านี้ต้องอยู่ใน บริเวณที่มีฉีดยาหรือใส่กุญแจได้ และติดป้ายด้วยข้อความดังนี้

<p>ลีนปิดของก๊าซ</p> <p>ลีนนี้ควมคุมการจ่ายไปที่</p> <p>ห้อง</p> <p>ห้ามปิดยกเว้นกรณีฉุกเฉิน</p>

2.1.3.7 ลีนปิดเส้นท่อที่จะติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ จะเป็นแบบลูกบอล หมุน 1/4 รอบ (quarter-turn ball type) มีส่วนยื่น ออกมาเพื่อให้เชื่อมกับเส้นท่อและต้องเป็นโลหะ 3 ชั้น พร้อมกับมีทาง ต่อที่ใหญ่เต็มขนาดที่กำหนด (full port size)

2.1.3.8 ลีนปิดด้วยมือที่อยู่ในกล่องครอบ ต้องติดตั้ง ในที่มองเห็นได้และเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่ติดตั้งกล่องไว้หลังบาน ประตูที่ปกติเปิดหรือปิดคาไว้ หรืออยู่ในที่ซึ่งปกติไม่สามารถมองเห็น ได้

2.1.3.9 ต้องติดตั้งลีนปิดเพื่อการซ่อมบำรุง (service shutoff valve) หนึ่งอันที่เส้นท่อสาขาที่แยกออกจากเส้นท่อแนวตั้งก่อน

ถึงกล่องลิ้นประจำพื้นที่ (zone valve box) ของเส้นท่อสาขานั้น ให้มี
ลิ้นปิดสำหรับการซ่อมบำรุงเพียงอันเดียวในเส้นท่อสาขาที่แยกออกจาก
เส้นท่อแนวตั้ง โดยไม่คำนึงว่าจะมีกล่องลิ้นประจำพื้นที่อื่นที่ติดตั้งบน
เส้นท่อสาขานั้น ลิ้นเหล่านี้ติดตั้งเพื่อสะดวกแก่การเปลี่ยนเส้นท่อใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยไม่ต้องปิดเส้นท่อแนวตั้งทั้งระบบ ลิ้นเหล่านี้
ต้องใส่กุญแจที่ด้ามจับหรือฝาของกล่องบรรจุลิ้นอย่างปลอดภัยและติด
ป้ายเพื่อป้องกันการ ปิดโดยบังเอิญ

2.1.4 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)



ช่วงสเกลบนมาตรวัดความดันต้องทำให้อ่านค่าปกติได้ตรง
บริเวณกึ่งกลางมาตรวัด ตัวเลขสูงสุดสเกลไม่เกิน 2 เท่า ของความดัน
ใช้งาน

2.1.4.1 มาตรการวัดความดัน ต้องติดตั้งในเส้นท่อหลัก อยู่ชิดกับตัวรับสัญญาณที่ต้องมีตามข้อ 2.2.3.4 มีข้อกำหนดกำกับอย่าง ถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน

2.1.4.2 มาตรการวัดความดันที่ติดกับเส้นท่อที่เฟ้าระวาง ต้องติดตั้งที่แผงสัญญาณเตือนประจำพื้นที่แต่ละแห่ง มีข้อกำหนดกำกับอย่าง ถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน

2.1.5 ระบบรางเลื่อนสำหรับก๊าซทางการแพทย์ (Surface-Mounted Medical Gas Rail System)



2.1.5.1 ใช้สำหรับกรณีที่มีผู้ป่วยรายหนึ่งที่ต้องการระบบ ก๊าซหลายอย่างพร้อมกับระบบสุญญากาศ ต้องทำจากวัสดุตาม 2.1.1 ขนาดท่อแต่ละก๊าซต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่สามารถส่งก๊าซให้ได้ ปริมาตรสูงสุดตามที่กำหนดไว้

2.1.5.2 อนุญาตให้ทำรางเลื่อนเฉพาะที่สามารถมองเห็นได้ในห้องเท่านั้น และต้องไม่ทำรางผ่านเข้าไปในกำแพงหรือผนังกัน

2.1.5.3 ตำแหน่งทางเปิดออกที่ปิดด้วยฝาครอบไว้ซึ่งจะขยายได้ในอนาคตต้องไม่สามารถถอดออกได้ด้วยเครื่องมือธรรมดา เช่น ไขควง คีม หรือกุญแจปากตาย แต่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับถอดออกเมื่อต้องการขยายระบบเท่านั้น

2.1.5.4 ทางเปิดออกของระบบรางเลื่อน ต้องเป็นเฉพาะของก๊าซแต่ละชนิดที่ไม่สามารถใช้สลับกันได้

2.1.5.5 ตัวสวมข้อต่อทุกชนิดสำหรับต่อทั้งภายในและภายนอกของระบบรางเลื่อนต้องทำพิเศษสำหรับเชื่อม

2.1.5.6 การต่อระบบรางเลื่อนกับระบบท่อก๊าซที่โลหะไม่เหมือนกัน ต้องหุบส่วนประกอบที่ต่อกันเพื่อป้องกันปฏิกิริยาระหว่างโลหะที่แตกต่างกัน

2.1.5.7 การทดสอบรางเลื่อนสำหรับก๊าซทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินสมรรถนะของระบบก๊าซ

2.1.6 ทางเปิดออก (Station Outlet)



2.1.6.1 ทางเปิดออกของก๊าซทางการแพทย์แต่ละอันไม่ว่าจะเป็นชนิดเกลียวหรือหัวต่อสวมเร็ว (quick-connector) ต้องมีลักษณะเฉพาะก๊าซแต่ละชนิดที่ไม่สามารถใช้สลับกันได้ และต้องประกอบด้วยลิ้นชั้นนอกและชั้นใน ลิ้นชั้นในต้องปิดอย่างอัตโนมัติเพื่อปิดก๊าซเมื่อปลดลิ้นชั้นนอกออก แต่ละทางเปิดออกต้องมีชื่อหรือสูตรเคมีที่อ่านง่ายและมีสัญลักษณ์ของก๊าซชนิดนั้น สีต้องเป็นตามข้อ 2.1.2.6 สัญลักษณ์และสูตรเคมีต้องเป็นตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 87-2521 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด)

2.1.6.2 ทางเปิดออกชนิดเกลียวต้องไม่สามารถใช้สลับกันได้

2.1.6.3 ทางเปิดออกของก๊าซแต่ละชนิด รวมทั้งติดตั้ง
ในกล่อง (column) จากเพดานหรือติดตั้งพิเศษ ต้องออกแบบให้
ส่วนประกอบมีลักษณะเฉพาะก๊าซแต่ละชนิดไม่สามารถใช้สลับกันได้

2.1.6.4 ทางเปิดออกที่อยู่ในห้องผู้ป่วยต้องติดตั้งใน
ระดับพอเหมาะ (สูงจากพื้นประมาณ 1.4 เมตร) และอยู่ในตำแหน่งที่มี
การป้องกันไม่ให้ถูกชนกระแทกจนเกิดความเสียหายได้

บริเวณที่ให้ยาระงับความรู้สึกหรือบริเวณที่ดูแลผู้ป่วย
วิกฤต เช่น ห้องพักรักษาหอบหืดผู้ป่วยหนัก หน่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ ต้องได้รับก๊าซโดยตรงจากเส้นท่อแนวตั้งโดยไม่มีลิ้นกั้นกลาง
ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ คือ ห้องผ่าตัดแต่ละห้อง หอบหืดผู้ป่วยหนักแต่
ละหน่วย ห้องพักรักษาแต่ละห้องและหน่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ละ
หน่วย กำหนดให้มีลิ้นภายในห้องได้เพียง 1 ลิ้นต่อเส้นท่อ 1 ชนิด

2.1.6.5 ให้มีลิ้นปิดภายนอกเพียง 1 ลิ้นต่อ 1 เส้นท่อติด
ตั้งอยู่ภายนอกบริเวณที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตแต่ละแห่งในท่อก๊าซแต่ละชนิด

ถ้าขนาดพื้นที่ในหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤตมีขนาดใหญ่
ให้มีมากกว่า 1 เส้นท่อ ในบริเวณที่ให้ยาระงับความรู้สึกต้องมี 1 เส้น
ท่อต่อ 1 ห้อง ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกในกรณีฉุกเฉิน ต้อง
มีการป้องกันลิ้นและทำเครื่องหมายตาม 2.1.3.6

กล่องติดหัวจ่ายก๊าซยื่นลงมาจากเพดาน (pendant boom) แผงควบคุมแผงสัญญาณเตือนหรือสิ่งติดตั้งพิเศษจะติดตั้งหลังต่อลิ้นนี้

2.1.6.6 ลิ้นปิดเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์แต่ละเส้นท่อต้องติดตั้งอยู่นอกบริเวณที่ให้ยาระงับความรู้สึกแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน เมื่อปิดลิ้นห้องหนึ่งต้องไม่มีผลต่อการจ่ายก๊าซห้องอื่น ๆ เป็นชนิดที่ผ่านการรับรองและมีที่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวลิ้นและต้องทำเครื่องหมายตาม 2.1.3.6

2.1.6.7 เมื่อติดตั้งทางเปิดออกที่ผนังหลายอัน รวมทั้งทางเปิดเข้าของระบบสุญญากาศช่องว่างระหว่างทางเปิดออกที่อยู่ติดกัน 2 อัน ต้องกว้างพอที่จะใช้งานได้พร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์บำบัดชนิดใด

2.1.6.8 มาตรวัดความดันและ manometer สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์ต้องสะอาดและได้รับการจัดไข่มันออกเรียบร้อยแล้ว

2.1.6.9 ทางเปิดออกสำหรับต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องเป็นข้อต่อชนิด diameter-indexed safety system

2.2 ระบบสัญญาณเตือนของก๊าซ (Gas Warning System)



2.2.1 หลักทั่วไป

2.2.1.1 สัญญาณเตือนเฉพาะจุด (local) ประจำพื้นที่ (area) และสัญญาณเตือนหลัก (main) ทุกอันสำหรับก๊าซทางการแพทย์ ต้องประกอบด้วยตัวบ่งชี้ (indicator) ที่สามารถมองเห็นได้ เพื่อแยกให้ทราบแต่ละสถานการณ์ที่เฝ้าระวังอยู่

ก. ต้องมีเสียงดังเพื่อให้ทราบสภาพสัญญาณเตือน มีความดังอย่างน้อย 80 dBA วัดที่ระยะห่าง 1 เมตร สามารถปิดเสียงให้เงียบได้ แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนครั้งที่สองขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยังปิดอยู่ต้องสามารถกระตุ้นให้สัญญาณดังได้อีกครั้งหนึ่ง

ข. แผงระบบต้องมีวิธีการทดสอบให้เห็นด้วยตาว่าระบบไฟฟ้าหรือ light emission diode (LED) เสีย

2.2.1.2 สัญญาณเตือนทั้งเฉพาะจุด ประจำพื้นที่และ สัญญาณเตือนหลัก ต้องเกิดสัญญาณเสียงและแสงที่มองเห็นได้เมื่อ

ก. มีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้น

ข. สายไฟที่ต่อไปยังตัวรับสัญญาณ (sensor) หรือ สวิตช์ถูกตัดขาด

2.2.1.3 สัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประจำพื้นที่และหลัก แต่ละชนิดต้องมีป้ายระบุตำแหน่ง สภาวะและชนิดของก๊าซที่ทำการเฝ้า ระวัง

2.2.1.4 ถ้ามีแผงแสดงสัญญาณเตือนหลายแห่งที่ต้องการ แสดงสถานการณ์เดียวกัน

ก. อย่างน้อยต้องมีแผงแสดงสัญญาณหนึ่งแห่งที่ต่อ โดยตรงกับตัวรับสัญญาณ

ข. สัญญาณเตือนหลักทั้งสองอย่างตามข้อ 2.2.2.2 ต้องต่อ โดยตรงกับตัวรับสัญญาณ

ค. แผงแสดงสัญญาณตำแหน่งอื่น อนุญาตให้ต่อทางอ้อม ได้ เช่น สายส่งผ่านข้อมูล (data transmission line) ถ้าการส่งสัญญาณ ทางอ้อมนี้เสียต้องแสดงให้ทราบว่าเป็นแผงสัญญาณที่เชื่อมต่อกับสาย นั้น

2.2.1.5 สัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประจำพื้นที่และหลัก ต้องสามารถทำงานได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำรองของ โรงพยาบาลทันทีในกรณีทีไฟดับ

2.2.1.6 สวิตซ์ความดันและตัวรับสัญญาณความดันทุก อันสามารถทดสอบได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการซ่อม บำรุง ทดสอบและเปลี่ยนใหม่

2.2.1.7 ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของ ระบบสัญญาณเตือนกับตำแหน่งปลายทางเสมอ

2.2.1.8 สายไฟทุกเส้นจากสวิตซ์และตัวรับสัญญาณ ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ โดยทำเป็นรางหรือท่อ สำหรับร้อยสายไฟฟ้า (conduit) ตามข้อบังคับหรือมาตรฐานของการ ไฟฟ้านครหลวง

2.2.1.9 ห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์(เช่น ระบบบริหารจัดการในอาคาร)แทนแผงแสดงสัญญาณเตือนของก๊าซ แต่ใช้เสริม ระบบสัญญาณเตือนก๊าซทางการแพทย์ได้

2.2.2 สัญญาณเตือนหลัก (Master Alarm)

2.2.2.1 สัญญาณเตือนหลักมีไว้เพื่อเฝ้าระวังการทำงาน และสภาพของแหล่งจ่าย แหล่งสำรอง (ถ้ามี) และความดันในท่อหลัก ของทุกระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์

2.2.2.2 ระบบสัญญาณเตือนหลักต้องประกอบด้วย
แผงสัญญาณเตือน 2 ชุด หรือมากกว่าติดตั้งใน 2 ตำแหน่งแยกจากกัน
ชุดหนึ่งอยู่ในสำนักงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์
ชุดอื่น ๆ ให้อยู่ในที่ ๆ มีการเฝ้าระวังตลอดเวลา เช่น โอเปอเรเตอร์
โทรศัพท์ หรือหน่วยรักษาความปลอดภัย

2.2.2.3 แผงสัญญาณเตือนหลักแต่ละชุด ต้อง
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้ (Visual indicator) ในภาวะต่อไปนี้คือ
ก. ตัวบ่งชี้แยกเดี่ยว ซึ่งติดตั้งสำหรับทุกระบบที่จ่ายมา
จากชุดจ่ายก๊าซหรือระบบขนาดใหญ่ชนิดสลับข้าง (alternating-type
bulk system) ซึ่งแสดงเมื่อมีการสลับจากข้างที่ทำงานอยู่ไปเป็นอีกข้าง
หนึ่ง

ข. เมื่อชุดจ่ายก๊าซหรือแหล่งจ่ายก๊าซขนาดใหญ่เปลี่ยนไป
ใช้แหล่งจ่ายสำรอง ควรมีตัวบ่งชี้แต่ละระบบแยกกัน

ค. เมื่อใช้ถังเก็บของเหลวเย็นจัดเป็นแหล่งจ่ายสำรอง
ของระบบจ่ายกลางขนาดใหญ่ ต้องแสดงสัญญาณแยกให้เห็นแต่ละ
ระบบ เมื่อปริมาณสำรองลดลงถึงระดับที่จ่ายได้เพียง 1 วัน หรือเมื่อ
ความดันก๊าซที่มีอยู่ในแหล่งจ่ายสำรองต่ำกว่าความดันใช้งาน

ง. สำหรับระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์แต่ละชนิด
ต้องแยกแสดงเมื่อความดันในเส้นท่อหลักเพิ่มขึ้นหรือลดลง 20% จาก

ความดันใช้งาน สวิตช์กระตุ้นสัญญาณเหล่านี้ต้องติดตั้งในเส้นทางหลัก
ปลายทางต่อลิ้นปิดท่อหลักก่อนจะแยกไปใช้งาน

จ. สัญญาณเตือนเฉพาะจุดแต่ละอันที่ต้องมีตามข้อ

2.2.4.1 ต้องมีตัวบ่งชี้ให้เห็นแต่ละสถานการณ์ที่เฝ้าระวังแต่ละอันแยก
จากกัน หรือมีตัวบ่งชี้เดียวเป็นตัวอักษรเขียนว่า

ระบบก๊าซทางการแพทย์บกพร่อง

หรือข้อความทำนองคล้ายกันนี้ และแสดงเมื่อสถานะที่เฝ้าระวังเกิดขึ้น

ฉ. ต้องมีตัวบ่งชี้แยกต่างหากสำหรับจุดน้ำค้างและ
คาร์บอนมอนอกไซด์ใน ข้อ 2.2.4.2 และ ข้อ 2.2.4.3

2.2.3 สัญญาณเตือนประจำพื้นที่ (Area Alarm)

2.2.3.1 สัญญาณเตือนประจำพื้นที่มีไว้สำหรับระบบ
ก๊าซทางการแพทย์แต่ละชนิดที่จ่ายให้บริเวณให้ยาระงับความรู้สึก
หน่วยช่วยชีวิตและหน่วยบำบัดวิกฤตอื่น ๆ เช่น ห้องพักฟื้น หออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก หน่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

2.2.3.2 แผงสัญญาณเตือนประจำพื้นที่ต้องติดตั้งใน
บริเวณที่มีพยาบาลอยู่ประจำหรือบริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ

2.2.3.3 สัญญาณเตือนประจำพื้นที่ต้องแสดงให้ทราบ
เมื่อความดันในท่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากความดันใช้งาน 20%

2.2.3.4 ตัวรับสัญญาณสำหรับบริเวณบ่าบักวิกฤต ต้องติดไว้ในเส้นท่อเฉพาะที่จ่ายเข้าในแต่ละบริเวณดังกล่าว ห้ามติดตั้งลิ้นระหว่างตัวรับสัญญาณกับทางเปิดออก นอกจากลิ้นสำหรับซ่อมบำรุงซึ่งติดตั้งในตำแหน่งสำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาทำงานได้เท่านั้น

2.2.3.5 ตัวรับสัญญาณของบริเวณให้ยาระงับความรู้สึก ต้องติดตั้งในท่อเฉพาะตัวที่จ่ายเข้าแต่ละบริเวณ พร้อมด้วยลิ้นปิดเฉพาะแต่ละห้องและมีเพียงอันเดียวที่อยู่ระหว่างตัวรับสัญญาณกับทางเปิดออก

2.2.4 สัญญาณเตือนเฉพาะจุด (Local Alarm)

2.2.4.1 ต้องมีตัวบ่งชี้ความดันและชนิดของก๊าซ

สำหรับแต่ละสัญญาณเตือนที่ใช้ ณ ห้องควบคุมเครื่องผลิตอากาศและสุญญากาศ ตัวบ่งชี้เหล่านี้ต้องเป็นไปตามหลักทั่วไป (ข้อ 2.2.1.1, 2.2.1.2 และ 2.2.1.3) และต้องนำมารวมเป็นกลุ่มในที่เดียวกัน เช่นในแผงสัญญาณเตือนเดียวกันหรือในห้องควบคุมระบบ

2.2.4.2 จุดน้ำค้างสำหรับอากาศอัดทางการแพทย์

ต้องมีการเฝ้าระวังและติดตั้งสัญญาณเตือน เพื่อแสดงให้เห็นทราบเมื่อจุดน้ำค้างในท่อเกินกว่า 4 องศาเซลเซียส (39 องศาฟาเรนไฮต์)

2.2.4.3 ต้องมีการเฝ้าระวังคาร์บอนมอนอกไซด์

สำหรับอากาศอัดทางการแพทย์และติดตั้งสัญญาณเตือนเพื่อแสดงให้เห็นทราบระดับที่เกินกว่า 10 ส่วนต่อล้าน

ตารางที่ 2 สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและชนิดของสัญญาณเตือน สัญญาณเตือนหลัก

สัญญาณเตือนหลัก จากแหล่งจ่ายก๊าซ	ระบบจ่ายกลาง ก๊าซแบบท่อบรรจุ		ระบบจ่ายกลางก๊าซ แบบท่อขนาดใหญ่		ระบบ อากาศ อัดทาง การ แพทย์	ระบบ สุญญากาศ ทาง การ แพทย์
	ไม่มี แหล่ง จ่าย สำรอง	มี แหล่ง จ่าย สำรอง	มี แหล่งจ่าย สำรอง แบบ ออกซิเจน เหลว	มี แหล่งจ่าย สำรอง แบบ ท่อบรรจุ		
- เมื่อแหล่งจ่ายชุดที่2 เริ่มใช้งาน	A	B	F	G	-	-
- เมื่อระดับออกซิเจน เหลวลดถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ	-	-	E	E	-	-
- เมื่อแหล่งจ่าย สำรองเริ่มใช้งาน	-	C	E	E	-	-
- เมื่อออกซิเจนเหลว แหล่งจ่ายสำรองลดถึง เกณฑ์ขั้นต่ำ	-	-	I	-	-	-
- เมื่อความดัน แหล่งจ่ายสำรองถึง เกณฑ์ขั้นต่ำ	-	D	I	H	-	-
- เมื่อจุดน้ำค้างสูง เกิน 4 องศาเซลเซียส	-	-	-	-	N	-

สัญญาณเตือนหลักจากระบบเส้นท่อ

สัญญาณเตือนหลัก จากแหล่งจ่ายก๊าซ	ระบบจ่ายกลาง ก๊าซแบบท่อบรรจุ		ระบบจ่ายกลางก๊าซ แบบท่อขนาดใหญ่		ระบบ อากาศ อัดทาง การ แพทย์	ระบบ สัญญาณ การ แพทย์
	ไม่มี แหล่ง จ่าย สำรอง	มี แหล่ง จ่าย สำรอง	มี แหล่งจ่าย สำรอง แบบ ออกซิเจน เหลว	มี แหล่งจ่าย สำรอง แบบ ท่อบรรจุ		
- ความดันในเส้นท่อ สูงหรือต่ำกว่าความ ดันใช้งาน 20%	J	J	J	J	Q	S
- ความดันสัญญาณ ต่ำกว่าระดับใช้งาน	-	-	-	-	-	T

สัญญาณเตือนประจำพื้นที่

- เมื่อความดันในเส้น ท่อสูงหรือต่ำกว่า 20%	K	K	K	K	Q	S
- เมื่อความดัน สัญญาณต่ำกว่า ปกติ	-	-	-	-	-	U

สัญญาณเตือนเฉพาะจุด

สัญญาณเตือนหลัก จากแหล่งจ่ายก๊าซ	ระบบจ่ายกลาง ก๊าซแบบท่อบรรจุ		ระบบจ่ายกลางก๊าซ แบบท่อขนาดใหญ่		ระบบ อากาศ อัดทาง การ แพทย์	ระบบ สุญญา กาศ ทาง การ แพทย์
	ไม่มี แหล่ง จ่าย สำรอง	มี แหล่ง จ่าย สำรอง	มี แหล่งจ่าย สำรอง แบบ ออกซิเจน เหลว	มี แหล่งจ่าย สำรอง แบบ ท่อบรรจุ		
- เมื่อระดับน้ำในถัง เก็บอากาศอัดสูงเกิน กำหนด	-	-	-	-	M, P	-
- เมื่อระดับน้ำในชุด ดักน้ำสูงเกินกำหนด	-	-	-	-	L, P	-
- ระดับ คาร์บอนมอนอกไซด์ สูงเกินมาตรฐาน	-	-	-	-	P	-
- อุณหภูมิอากาศอัด สูงหรือต่ำเกิน กำหนด	-	-	-	-	R	-
- เครื่องอัดอากาศ สำรองเริ่มใช้งาน	-	-	-	-	O	-
- เครื่องผลิต สุญญากาศสำรองเริ่ม ใช้งาน	-	-	-	-	-	S

สัญลักษณ์และข้อกำหนดในตาราง

- A = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่า ขณะนี้มีการเปลี่ยนไปใช้ในท่อบรรจุแหล่งที่ 2
- B = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่า ขณะนี้มีการเปลี่ยนไปใช้แหล่งจ่ายชุดที่ 2
- C = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่า ขณะนี้แหล่งจ่ายสำรองเริ่มจ่ายให้กับระบบ
- D = สัญญาณเตือนหลัก เมื่อแรงดันของแหล่งจ่ายสำรองลดลงถึงระดับที่จ่ายได้เพียง 1 วัน
- E = สัญญาณเตือนหลัก เมื่อแหล่งจ่ายสำรองถูกเงินเริ่มทำงาน
- F = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่าเมื่อเกิดการสลับข้างใช้งาน (กรณีแหล่งจ่ายก๊าซชุดแรกไม่สามารถจ่ายได้ ชุดที่สองทำหน้าที่จ่ายแทน)
- G = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่าเมื่อก๊าซชนิดจ่ายต่อเนื่อง ระบบสำรองถูกเงินเริ่มทำงาน
- H = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่าเมื่อท่อบรรจุความดันสูง 3 ท่อ หรือมากกว่า ความดันแหล่งจ่ายสำรองลดลงถึงระดับจ่ายได้เพียง 1 วัน
- I = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่าเมื่อถังเก็บของเหลวเย็นจัดที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายสำรองให้กับระบบจ่ายกลางก๊าซขนาด

ใหญ่ ความดันลดลงถึงระดับจ่ายได้เพียง 1 วัน

- J = สัญญาณเตือนหลัก เพื่อแสดงให้เห็นทราบถึงความดันก๊าซในเส้น
ท่อหลักเพิ่มขึ้นหรือลดลง 20% จากความดันใช้งาน
- K = สัญญาณเตือนประจำพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็นทราบถึงความดันใน
ท่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากความดันใช้งาน 20%
- L = สัญญาณเตือน เพื่อแสดงให้เห็นทราบเมื่ออุปกรณ์ไม่สามารถลด
อุณหภูมิในช่วง 5 – 7 องศาเซลเซียส
- M = สัญญาณเตือนเฉพาะจุด เพื่อแสดงให้เห็นทราบวาระดับน้ำในถัง
เก็บอากาศอัดสูงเกินกำหนด
- N = สัญญาณเตือน เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่าจุดน้ำค้างสูงเกิน 4 องศา
เซลเซียส
- O = สัญญาณเตือน เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่าเครื่องอัดอากาศเครื่อง
สำรองเริ่มใช้งาน (กรณีเครื่องใหญ่ที่สุด ชาร์จ ไม่สามารถ
ทำงานได้
- P = สัญญาณเฉพาะจุด เพื่อแสดงให้เห็นทราบวาระดับ
คาร์บอนมอนอกไซด์สูงเกินมาตรฐาน
- Q = สัญญาณเตือนประจำพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่าเครื่องผลิต
อากาศขัดข้อง
- R = สัญญาณเตือน เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่าอุณหภูมิอากาศรอบ ๆ
เครื่องสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด

S = สัญญาณเตือนหลักประจำที่ เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่าเครื่องผลิต
สุญญากาศมีไม่เพียงพอ

T = สัญญาณเตือนหลัก แยก 2 ตำแหน่ง (ผู้ใช้และผู้ดูแล) เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าแรงดูดสุญญากาศในเส้นท่อหลักต่ำกว่าระดับที่
ต้องการ

U = สัญญาณเตือน จากทุกเส้นท่อสำหรับห้องผ่าตัดและหน่วยเวช
บำบัดวิกฤต เพื่อแสดงว่าความดันสุญญากาศต่ำกว่าปกติ

3. ข้อกำหนดและการจัดการระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์

3.1 การจัดการก๊าซในท่อบรรจุและก๊าซเหลวในถังบรรจุ

การดำเนินการเกี่ยวกับก๊าซ ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติกับท่อบรรจุ เครื่องหมายของท่อ
บรรจุ อุปกรณ์ควบคุมความดันล้นและการต่อเชื่อมท่อบรรจุสำหรับผู้
จำหน่าย ผู้บรรจุก๊าซและผู้ติดตั้งปฏิบัติตาม

ข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับท่อบรรจุออกซิเจนและจุดจ่ายก๊าซคือ
การป้องกันไม่ให้ออกซิเจนที่มีความดันสัมผัสกับน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น
สารอินทรีย์หล่อลื่นยางและวัสดุที่เป็นอินทรีย์สาร

3.1.1 ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับท่อบรรจุ มีดังต่อไปนี้

3.1.1.1 ห้ามนำน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่นหรือวัสดุไวไฟมาสัมผัสกับท่อบรรจุ ลีน อุปกรณ์ควบคุมความดัน มาตรวัดและข้อต่อเกลียว

3.1.1.2 ห้ามใช้น้ำมันหรือสารไวไฟทุกชนิดเป็นตัวหล่อลื่นอุปกรณ์ควบคุมความดัน ข้อต่อเกลียวหรือมาตรวัดความดัน

3.1.1.3 ห้ามใช้มือ ถุงมือหรือวัสดุที่เป็นน้ำมันหรือน้ำมันหล่อลื่นจับท่อบรรจุ ถังบรรจุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.1.1.4 ก่อนต่ออุปกรณ์ใดๆเข้ากับท่อบรรจุ ต้องกำจัดฝุ่นหรือผงที่อาจค้างอยู่ตรงทางออกลีนของท่อบรรจุ โดยการเปิดท่อบรรจุให้ก๊าซออกเล็กน้อยแล้วปิดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกไป

3.1.1.5 ต้องปิดลีนท่อบรรจุและลีนความดันสูง(ถ้ามี) ของท่อบรรจุออกซิเจนก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยหรือก่อนนำผู้ป่วยมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์

3.1.1.6 ต้องเปิดลีนท่อบรรจุอย่างช้าๆโดยหันมาตรวัดของอุปกรณ์ควบคุมความดันให้ห่างจากตัวคนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ควบคุมความดัน

3.1.1.7 ไม่นำวัสดุมาห่อหุ้มท่อบรรจุออกซิเจน

3.1.1.8 อุปกรณ์ที่ใช้กับท่อบรรจุออกซิเจน เช่น ข้อต่อเกลียว ลีน อุปกรณ์ควบคุมความดันหรือมาตรวัด ห้ามนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากท่อบรรจุออกซิเจน

3.1.1.9 ห้ามนำก๊าซชนิดอื่นมาผสมลงในท่อบรรจุ
ออกซิเจน

3.1.1.10 ห้ามนำออกซิเจนไปใช้กับผู้ป่วย โดยไม่ผ่าน
อุปกรณ์ควบคุมความดันเสมอ

3.1.1.11 อุปกรณ์ออกซิเจนที่ชำรุดหรือผิดปกติ ห้าม
นำมาใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญ ถ้าช่างไม่
สามารถซ่อมได้ต้องส่งไปซ่อมที่โรงงานหรือเปลี่ยนใหม่

3.1.1.12 ต้องป้องกันท่อบรรจุออกซิเจนจากการ
กระทบกระแทกที่อาจทำให้ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ถิ่นหรืออุปกรณ์
นิรภัยเสียหาย ห้ามวางท่อบรรจุเหล่านี้ใกล้ทางเข้า ออกของลิฟต์ เซึ่ง
บันได ทางลาดหรือในที่ ๆ อาจโดนวัตถุหนักเฉี่ยวชนได้

3.1.1.13 ถ้ามีฝาครอบป้องกันถื่นท่อบรรจุ ต้องใส่ให้
เข้าที่โดยขันให้แน่นด้วยมือจนกว่าจะนำมาใช้งาน

3.1.1.14 ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับท่อบรรจุ
เข้ามาดำเนินการกับท่อบรรจุ

3.1.1.15 ต้องปิดถื่นของท่อบรรจุเปล่าที่เก็บไว้ทุกครั้ง

3.1.1.16 ท่อบรรจุออกซิเจนต้องใช้ชื่อ ออกซิเจน
การแพทย์ ให้ถูกต้อง ไม่ใช่คำว่า อากาศ แทน เช่นเดียวกับ ออกซิเจน
เหลว ห้ามใช้คำว่า อากาศเหลว แทน

3.1.1.17 ห้ามใช้ออกซิเจนแทนอากาศอัด

3.1.1.18 ห้ามดัดแปลงท่อบรรจุหรือลิ้นท่อบรรจุ

3.1.1.19 การซ่อมบำรุงท่อบรรจุ ต้องทำตามข้อ 1.1.1

3.1.1.20 ห้ามซ่อมลิ้นท่อบรรจุเองโดยช่างที่ไม่มีควม

ชำนาญ

3.1.1.21 ห้ามปรับแต่งกลอุกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Safety relief device) ของท่อบรรจุ กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 255-2521 กลอุกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ (ถ้ามีการแก้ไข ให้ใช้ฉบับล่าสุด) ห้ามทำให้เกิดประกายไฟใกล้ท่อบรรจุ ห้ามนำเปลวไฟหรือโคมไฟมาสัมผัสโคนลิ้นท่อบรรจุหรืออุกรณ์นิรภัย ลิ้นทางออกที่มีน้ำแข็งเกาะห้ามละลายด้วยน้ำเดือดหรืออุกรณ์ที่ให้ความร้อนสูง

3.1.1.22 ห้ามดัดแปลงเครื่องหมายที่ประทับลงบนท่อบรรจุ

3.1.1.23 ห้ามลอกเครื่องหมายที่ใช้แสดงสิ่งบรรจุภายในท่อบรรจุออก รวมทั้งตัวอักษรและเครื่องหมายที่พิมพ์ลงบนโลหะของท่อบรรจุ

3.1.1.24 ถ้ายิ่งแปลกปลอมเข้าไปในท่อบรรจุหรือลิ้นท่อบรรจุ ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันที โดยให้รายละเอียดและหมายเลขประจำท่อบรรจุ

3.1.1.25 ห้ามใช้ท่อบรรจุสำหรับการอื่น เช่น เป็น ลูกกลิ้งหรือใช้คั่นสิ่งของอื่น แม้ว่าจะเป็นท่อเปล่าก็ตาม

3.1.1.26 ขณะใช้งานท่อบรรจุขนาดเล็ก (ขนาด ABD หรือ E) ต้องมีที่ยึดท่อบรรจุติดกับขาตั้งหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น อย่างมั่นคง

3.1.1.27 ห้ามกระแทก ลากหรือกลิ้งท่อบรรจุและถังบรรจุ

3.1.1.28 ท่อบรรจุที่วางตั้งอยู่ ต้องคล้องโซ่หรือยึด อย่างถูกต้องหรือวางบนล้อเข็นที่มีที่ยึด

3.1.1.29 ห้ามล่ามโซ่หรือยึดท่อบรรจุติดกับอุปกรณ์ที่ เคลื่อนที่ได้ เช่น เตียงหรือเตียงที่ออกซิเจน

3.1.1.30 ห้ามยึดท่อบรรจุไว้กับเครื่องทำความร้อน ท่อไอน้ำหรือท่อนำความร้อน หรือวางไว้ใกล้กับอุปกรณ์ดังกล่าว

3.1.1.31 ท่อบรรจุหรือถังบรรจุ ต้องจับด้วยความ ระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายจากความเย็น

3.1.1.32 ต้องติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นอย่าง ชัดเจน

3.1.2 การต่อท่อบรรจุและถังบรรจุเพื่อใช้งาน

3.1.2.1 กิมหรือประแจที่ใช้ขันข้อต่อให้แน่นต้องทำ จากเหล็กหรือวัสดุที่เหมาะสมและมีความแข็งแรงพอ

3.1.2.2 การเปิด-ปิด และการต่ออุปกรณ์กับลิ้นท่อบรรจุ ต้องปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้

ก. อุปกรณ์ เช่น ลิ้น ข้อต่อและเกลียวท่อบรรจุที่จะต่อกันต้องแน่ใจว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอม หันทางออกของลิ้นท่อบรรจุไปทางด้านที่ไม่มีคน ต้องยืนด้านข้าง (ไม่ใช่ด้านหน้าหรือด้านหลัง) ก่อนต่ออุปกรณ์เข้าลิ้นท่อบรรจุให้เปิดลิ้นเล็กน้อยเพื่อไล่ฝุ่นผงออก

ข. การต่ออุปกรณ์กับลิ้นท่อบรรจุ ต้องใช้ประแจขันแหวน (nut) ให้แน่น

ค. ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันที่มีเกลียวชนิดปรับความดันได้ (low-pressure screw) ให้คลายเกลียวให้สุดก่อน (ความดัน=0)

ง. ค่อย ๆ เปิดลิ้นท่อบรรจุช้า ๆ จนเปิดเต็มที่แล้วหมุนกลับเล็กน้อย

จ. ค่อย ๆ หมุนเกลียวปรับความดันต่ำของอุปกรณ์ควบคุมความดันจนได้ความดันใช้งานที่เหมาะสม

ฉ. เปิดลิ้นไปยังอุปกรณ์ใช้งาน(ถ้ามี)

3.1.2.3 การต่อใช้งานถึงบรรจุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์

3.1.3 การดูแลกลไกเพื่อความปลอดภัย (Safety Mechanism)

3.1.3.1 บุคคลที่ใช้ท่อบรรจุ ถังบรรจุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Pin-indexed Safety system (PISS) และ Diameter-indexed safety system (DISS) ซึ่งถูกกำหนดมาเพื่อป้องกันการต่อก๊าซผิดชนิด

3.1.3.2 ห้ามถอด ดัดแปลงหรือเปลี่ยนกลไกของกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Safety relief device) ข้อต่อต้องไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้และส่วนประกอบอื่นเพื่อความปลอดภัย

3.1.4 การเก็บท่อบรรจุและถังบรรจุ

3.1.4.1 ต้องออกกฎสำหรับการเก็บท่อบรรจุและถังบรรจุของออกซิเจนและไนโตรสออกไซด์ในห้องเก็บและห้องใช้งานทางวิสัญญี

3.1.4.2 จัดเก็บท่อบรรจุให้สามารถใช้งานได้ตามลำดับที่รับมาจากผู้จำหน่าย

3.1.4.3 ในกรณีที่เก็บท่อเปล่าและท่อเต็มในบริเวณเดียวกันต้องวางแบ่งแยกจากกันและทำป้ายแสดงแต่ละท่อบรรจุเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความเร็วในการใช้งาน

3.1.4.4 บริเวณที่เก็บท่อบรรจุ ต้องป้องกันน้ำฝน ความร้อนจากแสงแดดและความชื้นจากพื้น

3.1.5 การขนส่งและเคลื่อนย้ายท่อบรรจุและถังบรรจุ

3.1.5.1 บุคคลที่ทำหน้าที่ขนส่งอุปกรณ์ต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับท่อบรรจุ ถังบรรจุ รถเข็น ที่ยึด และฝาครอบลิ้น

3.1.5.2 ท่อบรรจุขนาดใหญ่ (ขนาดใหญ่กว่า E ขึ้นไป) และถังบรรจุที่มีน้ำหนักมากกว่า 45.5 กิโลกรัม (100 ปอนด์) ต้องขนถ่ายโดยใช้รถเข็นอย่างถูกต้อง

10 วิธีการหลักเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายท่อแก๊ส

SAFETY IN CYLINDER HANDLING

1 ความปลอดภัยก่อนใช้งานท่อแก๊ส
ตรวจสอบก่อน รมทั้งอุปกรณ์
ถังแก๊ส ถังรับ ถังจ่าย ถังผสมและ
ทวนวาล์วที่ติดตั้ง
ตรวจสอบว่าถังแก๊ส
ที่ติดตั้งบนรถพยาบาล
ใช้และเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
โดยตรวจสอบว่าถังแก๊ส
และวาล์วที่ติดตั้งไม่ได้
เสียหายหรือชำรุด



2 ในการเคลื่อนย้ายท่อแก๊สที่มีถัง
สองในแนวตั้ง และอาจมีความ
ระมัดระวัง อย่างหนึ่งให้แก๊ส
เป็นอันตราย เมื่อจ่ายแก๊สที่อยู่ที่
รถพยาบาลให้วางถังแก๊ส



3 ความระมัดระวังในการ
ดึงแก๊สออกจากท่อแก๊สที่ติดตั้ง
ถังแก๊สโดยวางถังแก๊สในแนวตั้ง
ที่มั่นคง ที่แก๊สที่ติดตั้งจะ
และถังแก๊สไม่ล้ม เช่น ทวน หรือถัง



7 ห้ามสูดดมแก๊สที่รั่วในถังแก๊ส
และถังผสม ทวนวาล์ว
ถังแก๊สจะปล่อยแก๊สออกมา
ความระมัดระวังพิเศษ
เมื่อจ่ายแก๊สที่ถังแก๊ส
100 ลิตรขึ้นไป และอาจ
ถังแก๊สได้



8 ตรวจสอบสถานการณ์ก่อน
โดยให้แก๊สที่ติดตั้งแก๊ส
จาก ถังแก๊สไปยังท่อแก๊ส
ที่วาง อาทิ สมมติว่าถังแก๊ส
ที่ติดตั้งแก๊สที่ติดตั้ง



6 การเคลื่อนย้ายแก๊สออกจาก ความเสี่ยงต่อ
ถังแก๊สที่ติดตั้งใช้วิธีการวางแก๊สและอุปกรณ์
ที่อาจมีความปลอดภัย



5 ตรวจสอบถังแก๊ส ความสูงในแนวราบก่อน
การเคลื่อนย้ายแก๊สหรือจากรถ หากถังแก๊ส
ไม่ใช้ จะต้องไม่รวมอยู่ในสิ่งของที่วางที่รถ
ถังแก๊สได้



4 ตรวจสอบและใช้แก๊สอย่างถูกต้อง
หากถังแก๊ส ไม่ใช่อุปกรณ์ที่
ใช้เพื่อใช้รถพยาบาล



10 ห้ามสูดดมแก๊ส
และวางแก๊สให้พ้นจากแก๊สที่ปล่อย



9 ไม่ควรสูดดม ไม่ควรหายใจ
โดยวางแก๊สที่ถังแก๊สที่วาง



3.2 การจัดการระบบก๊าซที่ใช้กับผู้ป่วย

3.2.1 การดูแลและบำรุงรักษา

3.2.1.1 ต้องมีการวางแผนและสามารถรองรับสถานการณ์ที่ระบบก๊าซทางการแพทย์ขัดข้องทั้งระบบ

3.2.1.2 ห้ามต่อสายดินของระบบไฟฟ้าหรือของอุปกรณ์ใด ๆ เข้ากับระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์

3.2.1.3 ต้องกำหนดแผนการบำรุงรักษาตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ/หรือของผู้ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์

3.2.1.4 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบต้องมีการตรวจสอบระบบปลายทางต่อการปรับเปลี่ยนทุกครั้งก่อนใช้กับผู้ป่วย

3.2.1.5 ต้องมีวิธีการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือน และมีมาตรการแก้ไขให้ระบบก๊าซทางการแพทย์ทำงานได้ใหม่อีกครั้ง

3.2.1.6 ต้องกำหนดระยะเวลาการทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย์และสัญญาณเตือน


3.2.1.7 ต้องทดสอบสัญญาณเตือนทั้งเสียงและแสงตามกำหนดที่เหมาะสมและเก็บบันทึกผลการตรวจไว้จนถึงการตรวจครั้งต่อไป

3.2.2 การเก็บบันทึก ผู้รับผิดชอบต้องทำการทดสอบทุกรายการที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ก่อนใช้งานกับผู้ป่วย และเก็บบันทึกอย่างถาวรในแฟ้มประวัติ

3.2.3 ข้อมูลระบบก๊าซและสัญญาณเตือน

3.2.3.1 ต้องแสดงชื่อก๊าซและความดันใช้งานของระบบเส้นท่อซึ่งอ่านได้ง่าย อาจทำเป็นป้ายโลหะ ฟันสีประทับตราหรือใช้แถบขาวที่ไม่หลุดออกง่าย แสดงทุกระยะไม่เกิน 6 เมตร และเมื่อเส้นท่อผ่านเข้าแต่ละห้องหรือแต่ละชั้นต้องมีป้ายชื่อแสดงทุกห้องและทุกชั้น ถ้าเพิ่มการใช้สีแสดงชนิดต้องเป็นไปตามข้อ 2.1.2.6

3.2.3.2 ที่ลิ้นปิดต้องมีป้ายแสดงห้องที่ลิ้นนี้ควบคุม ต้องปรับปรุงป้ายให้ถูกต้องทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่าง



3.2.3.3 ต้องแสดงชื่อก๊าซที่มาตรวัดความดันของ
ระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์โดยมีข้อความว่า

.....(ชื่อก๊าซ)..... ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่น

บทที่ 3

การทดสอบและเกณฑ์ตัดสินสมรรถนะของระบบก๊าซทางการแพทย์ (Gas System Performance Criteria and Testing)

ระบบก๊าซผู้ป่วย (Patient Gas System)

1. หลักทั่วไป

ระบบก๊าซทางการแพทย์ที่ติดตั้งและเดินเส้นท่อก๊าซใหม่ทั้งระบบ หรือทำการติดตั้งเพิ่มเติมและระบบที่ทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ต้องทำการทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติของระบบก่อนเริ่มใช้งาน เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งาน

การตรวจสอบและการทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย์ต้องตรวจสอบทุกส่วนประกอบของระบบ ได้แก่ แหล่งจ่ายก๊าซ ชุดจ่ายก๊าซ ระบบเส้นท่อ ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (เช่น เครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์ทำอากาศให้แห้ง ไซ้กรอง อุปกรณ์ควบคุมความดัน) ชุดเฟืองระวังและสัญญาณเตือน สัญญาณเตือนหลัก ลิ้นแบ่งแยก (isolation valve) สัญญาณเตือนประจำพื้นที่ลิ้นเฉพาะพื้นที่ (zone valve) ทางเปิดออก (สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์) และทางเปิดเข้า (สำหรับระบบสูญญากาศทางการแพทย์)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบเช่น การลดส่วนของระบบออก การเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบ ต้องมีการทดสอบและตรวจสอบระบบในช่วงปลายทางต่อจุดที่ทำการซ่อม

เปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์สำหรับระบบก๊าซและต้นทางต่อจุดที่ทำการซ่อม
เปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์สำหรับระบบสุญญากาศ

การทดสอบและตรวจสอบต้องมีการรับรองผลและ
รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการทดสอบและการตรวจสอบระบบต้อง
ปฏิบัติดังนี้

1.1 นายช่างผู้ควบคุมงานต้องควบคุมการทดสอบเมื่อติดตั้งแล้ว
เสร็จโดยผู้ติดตั้ง และรับรองรายงานผลการทดสอบดังกล่าว

1.2 มีการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งครั้งสุดท้าย โดยผู้ที่
มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย์จาก
ภาครัฐ หรือวิศวกร/ผู้ชำนาญจากหน่วยงานเอกชน ซึ่งผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจจากสถาบันที่เชื่อถือได้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

2. การทดสอบเมื่อดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จโดยผู้ติดตั้ง (Installer Performance Testing)

การทดสอบเมื่อดำเนินการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ใหม่
ผู้ติดตั้งหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผู้ทำการทดสอบร่วมกับ
นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ก๊าซที่ใช้ใน
การทดสอบต้องใช้ก๊าซในโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมัน

2.1 การเป่าทิ้งก่อนต่ออุปกรณ์ (Blow down) ต้องเป่าระบบ
เส้นท่อหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ โดยต้องทำก่อนติดตั้งทางเปิดออกและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ (เช่น สวิตช์ความดันของระบบสัญญาณเตือน ชุดจ่าย
ก๊าซ มาตรวัดความดันและลิ้นระบายความดัน เป็นต้น)

2.2 การทดสอบความดันเบื้องต้น (Initial Pressure Test)

ต้องทดสอบก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบก๊าซทาง
การแพทย์เช่น (สวิตช์ความดันของระบบสัญญาณเตือน ชุดจ่ายก๊าซ
มาตรวัดความดัน) ควรดำเนินการทดสอบภายหลังการ ติดตั้งทางเปิด
ออกเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามีฝาปิดทางเปิดออก ให้ปิดฝาแล้วจึงทดสอบ
ความดัน) ขณะทดสอบต้องดูที่จุดเชื่อมต่อของเส้นท่อทุกจุดให้ทดสอบ
แต่ละส่วนด้วยความดัน 1.5 เท่าของความดันใช้งานปกติ อย่างต่ำ 1
เมกะปาสคาล (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนที่
ปราศจากความชื้นและน้ำมัน ขณะทดสอบความดันในเส้นท่อต้องคงที่
อยู่เสมอและตรวจหารอยรั่วแต่ละข้อต่อโดยใช้น้ำสบู่ หรือใช้วิธีการ
ทดสอบอื่น ๆ ที่ไม่มีอันตรายเมื่อนำมาทดสอบกับก๊าซออกซิเจนหรือ
ก๊าซที่ใช้ในการทดสอบ โดยปิดลิ้นที่แหล่งจ่ายก๊าซ หากมีการรั่วของ
ก๊าซต้องซ่อมทันทีจนแล้วเสร็จและทำการเป่าก๊าซล้างเส้นท่อใหม่จนไม่
มีสิ่งสกปรกที่เกิดจากการซ่อมค้างค้ำอยู่และทดสอบใหม่จนกว่าจะแน่ใจ
ว่า ไม่มีการรั่วซึมของก๊าซ โดยการอัดก๊าซเข้าในเส้นท่อทิ้งไว้เป็นเวลา
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อดูการรั่วซึมของระบบก๊าซ

2.3 การทดสอบการเชื่อมต่อสลั่บกัน (Cross-connection Test)

2.3.1 ต้องทดสอบเส้นท่อต่าง ๆ ที่จะฝังอยู่ในผนังว่า ไม่มีการเชื่อมต่อสลั่บกัน โดยลดความดัน ของก๊าซทุกประเภทในเส้น ท่อให้เท่ากับความดันบรรยากาศปกติถอดแหล่งจ่ายก๊าซทุกประเภทออกจากระบบ การตรวจสอบให้เลือกตรวจสอบครั้งละหนึ่งระบบก๊าซจนครบทุกชนิดของก๊าซ โดยอัดไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมัน ที่ความดัน 350 กิโลปาสกาล (50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เข้าไปในระบบ แล้วใช้หัวต่อ (adapters) ของก๊าซต่าง ๆ เสียบทดสอบที่ทางเปิดออกของก๊าซแต่ละชนิด ทางเปิดออกที่มีก๊าซออกมาต้องเป็นทางเปิดออกของระบบก๊าซที่กำลังทดสอบเท่านั้น ส่วนทางเปิดออกอื่น ๆ ต้องไม่มี ก๊าซออกมา

ก. ถอดแหล่งจ่ายก๊าซออกจากระบบที่ต้องการทดสอบ แล้วลดความดันให้เท่ากับความดันบรรยากาศ หลังจากนั้นแต่ละระบบ จะต้องทดสอบตามรายละเอียดตามข้อ 2.5 ต่อไป

ข. เมื่อทำการติดตั้งระบบเส้นท่อสุญญากาศร่วมกับระบบเส้นท่อก๊าซทางทางการแพทย์อื่น ต้องมีการทดสอบการเชื่อมต่อสลั่บกันร่วมกับระบบเส้นท่อก๊าซอื่น ๆ ด้วย

ค. ต้องเปิดระบบเส้นท่อสุญญากาศให้ทำงาน ขณะทดสอบระบบเส้นท่อก๊าซทางแพทย์ เพื่อทดสอบระบบทั้งหมดพร้อมกัน

ง. ทางเปิดออกของก๊าซทุกชนิดต้องระบุให้ชัดเจน
โดยใช้สีและสัญลักษณ์

2.3.2 ต้องตรวจสอบความถูกต้องของสัญลักษณ์และสีของ
ส่วนประกอบทุกชิ้น เช่น ทางเปิดออก ลิ้นปิดและแผงสัญญาณเตือน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2.4 การทดสอบโดยการเป่าไล่สิ่งสกปรกภายในเส้นท่อ (Piping Purge Test)

ใช้ก๊าซไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมันที่มี
อัตราไหลสูงส่งเข้าไปในระบบเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ หลาย ๆ ครั้ง ให้ไหล
ออกมาตามทางเปิดออกต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์ต่อเชื่อมที่เหมาะสม
จนกระทั่งก๊าซที่ออกจากทางเปิดสัมผัสกับผ้าขาวที่รองรับ แล้วไม่ทำให้
ผ้าขาวเปลี่ยนสี

2.5 การทดสอบความดันคงที่ (Standing Pressure Test)

ทดสอบความดันหลังจากดำเนินการทดสอบตามข้อ
2.2 โดยติดตั้งทางเปิดออกและอุปกรณ์ต่าง ๆ สมบูรณ์แล้ว (เช่น สวิตช์
แรงดันในระบบสัญญาณเตือน ชุดจ่ายก๊าซ มาตรวัดความดัน ลิ้น
ระบายความดัน) ทำการอัดความดันในระบบเส้นท่อให้สูงกว่าความดัน
ที่ใช้งานตามปกติ 20% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนที่
ปราศจากความชื้นและน้ำมันและให้ปิดลิ้นที่แหล่งจ่ายก๊าซ

หลังจากระบบเส้นท่อถูกอัดด้วยก๊าซที่ใช้ทดสอบจนได้ความดันที่ต้องการ ลื่นที่จ่ายก๊าซและทางเปิดออกทุกตัวจะต้องปิดและถอดแหล่งจ่ายก๊าซทดสอบออกจากระบบ ระบบเส้นท่อ ต้องไม่มีการรั่วซึมขณะทดสอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยยอมให้ค่าคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อยอันเกิดจากอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบ ๆ ระบบเส้นท่อซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความดันโดยคำนวณจากสูตร

$$P_1/T_1 = P_2/T_2$$

เมื่อเกิดการรั่วซึมของอุปกรณ์ขณะทดสอบ ต้องทำการซ่อมและทำการทดสอบใหม่ตามคำแนะนำข้อ 2.3

3. การตรวจยืนยันความถูกต้องของระบบ (System Verification)

หลังการทดสอบตามข้อ 2 แล้วเสร็จ ต้องตรวจสอบระบบโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการการทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย์จากภาครัฐหรือจากหน่วยงานเอกชนที่มีวิศวกรหรือผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ภายในประเทศหรือต่างประเทศและต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ต้องไม่ใช่คณะผู้ติดตั้ง โดยก๊าซที่ใช้ทดสอบต้องเป็นก๊าซไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมัน

3.1 การทดสอบการเชื่อมต่อสลับกัน (Cross-connection Test)

หลังทำการทดสอบตามข้อ 2 และทำการปิดผนึกแล้ว ต้องตรวจสอบว่าไม่มีการเชื่อมต่อสลับกัน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 ลดความดันในระบบก๊าซทุกระบบให้เท่าความดันบรรยากาศปกติ แล้วถอดแหล่งจ่ายทุกประเภทออกจากระบบ ตรวจสอบครั้งละหนึ่งระบบ โดยอัดก๊าซไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้น และน้ำมันที่ความดัน 350 กิโลปาสกาล (50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เข้าในระบบ แล้วใช้หัวต่อของก๊าซต่าง ๆ เสียบทดสอบที่ทางเปิดออกของระบบก๊าซแต่ละระบบ ทางเปิดออกที่มีก๊าซออกมาต้องเป็นทางเปิดออกของระบบก๊าซที่กำลังทดสอบเท่านั้น ส่วนทางเปิดออกอื่นๆ ต้องไม่มีก๊าซออกมา

เมื่อทำการติดตั้งระบบเส้นท่อสุญญากาศร่วมกับระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์อื่น ๆ ต้องมีการทดสอบไม่ให้มีการเชื่อมต่อสลับกันด้วย

วิธีที่ 2 ลดความดันในระบบก๊าซทางการแพทย์ให้เท่าความดันบรรยากาศปกติ เพิ่มความดันของก๊าซที่จะทดสอบเข้าในระบบ เส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ให้ได้รับความดันตามตารางที่ 3 เพื่อทำการทดสอบก๊าซพร้อมกันทุกชนิดและให้คงความดันระดับนี้ไว้ตลอดเวลาการทดสอบ

ต้องเปิดระบบเส้นท่อสุญญากาศให้ทำงานขณะทดสอบระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ เพื่อทดสอบระบบทั้งหมดพร้อม ๆ กัน

หลังจากการปรับค่าความดันตามตารางที่ 3 แล้วให้ทดสอบทางเปิดออกของก๊าซแต่ละจุดโดยใช้มาตรวัดความดันที่ผ่านการสอบเทียบมาแล้ว จะได้ค่าความดันของก๊าซชนิดนั้น ๆ

ทางเปิดออกทุกจุดต้องมีการระบุชนิดก๊าซให้ชัดเจนโดยใช้สีและสัญลักษณ์ ส่วนค่าความดันที่อ่านได้บนมาตรวัดต้องเป็นไปตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความดันทดสอบของก๊าซชนิดต่าง ๆ

ชนิดก๊าซ	ความดัน	
	กิโลปาสกาล	ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไนโตรเจน	210	30
ไนตรัสออกไซด์	280	40
ออกซิเจน	350	50
อากาศอัด	420	60

หมายเหตุ : สำหรับก๊าซอื่นที่ไม่ได้กำหนดค่าความดันไว้ในตาราง ต้องทดสอบที่ความดันต่างจากก๊าซอื่นอย่างน้อย 69 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

3.2 การทดสอบลิ้นปิด (Valve Test)

ต้องบันทึกข้อมูลของลิ้นปิดแต่ละตัวและใช้ข้อมูลนี้ในการทดสอบการทำงานในพื้นที่ควบคุมและมีป้ายแสดงที่ถูกต้อง

3.3 การทดสอบการไหลที่ทางเปิดออก (Flow Test)

ทางเปิดออกทุกจุดต้องทดสอบการไหลของก๊าซไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมัน หรือใช้ก๊าซในระบบนั้นๆ

ทางเปิดออกของก๊าซออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์และอากาศ ต้องได้ก๊าซไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อนาที (3.5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) โดยความดันลดลงได้ไม่เกิน 35 กิโลปาสคาล (5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) จากความดันใช้งาน

ทางเปิดออกก๊าซไนโตรเจน ต้องได้ก๊าซไม่น้อยกว่า 140 ลิตรต่อนาที (5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) โดยความดันลดลงได้ไม่เกิน 35 กิโลปาสคาล (5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) จากความดันใช้งาน

3.4 การทดสอบระบบสัญญาณเตือน (Alarm Test)

3.4.1 อุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบสัญญาณเตือน ต้องมีการตรวจสอบการทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนการใช้งานและเก็บบันทึกรายงานการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน ระบบสัญญาณเตือนของระบบเส้นท่อที่ติดตั้งเพิ่มเติมต้องถูกทดสอบความถูกต้องก่อนที่จะเชื่อมกับระบบที่มีอยู่เดิม

3.4.2 ต้องทดสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบเส้นท่อที่ติดตั้งใหม่ หลังจากการทดสอบการป้องกันเชื่อมต่อสลับกันและก่อนทำการทดสอบต้องเป่าไล่สิ่งสกปรกภายในเส้นท่อออกเสียก่อน ก๊าซที่ใช้ในการทดสอบเป็นก๊าซไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมัน หรือ ก๊าซที่ใช้ในระบบนั้น ๆ

3.4.3 ระบบสัญญาณเตือนหลัก ต้องทดสอบระบบสัญญาณเตือนหลักของระบบก๊าซแต่ละชนิดและต้องบันทึกผลการตรวจสอบไว้ทุกครั้ง

3.4.4 ระบบเตือนที่ใช้สัญญาณเตือนที่มีทั้งแสงและเสียง ต้องส่งสัญญาณเมื่อความดันในเส้นท่อก๊าซหลักเพิ่มขึ้นหรือลดลง 20 เปอร์เซ็นต์จากความดันใช้งาน สัญญาณเสียงสามารถปิดให้เงียบได้ แต่สัญญาณแสงต้องยังคงอยู่จนกว่าได้รับการแก้ไขให้เป็นปกติ

3.4.5 ระบบสัญญาณเตือนประจำพื้นที่ ให้ทดสอบการส่งสัญญาณเตือนสำหรับบริเวณให้ยาระงับความรู้สึก หน่วยช่วยชีวิต หน่วยบำบัดผู้ป่วยวิกฤต ห้องพักฟื้น หออภิบาลผู้ป่วยหนัก หน่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น เมื่อความดันในเส้นท่อก๊าซเพิ่มขึ้นหรือลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ จากความดันใช้งาน

3.5 การทดสอบโดยการเป่าไล่สิ่งสกปรกภายในเส้นท่อ

ต้องปล่อยก๊าซเป่าไล่สิ่งสกปรกภายในเส้นท่อเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ หลาย ๆ ครั้ง โดยต้องใช้อุปกรณ์ต่อเชื่อมของก๊าซแต่ละชนิดจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางเปิดออก โดยเป่าก๊าซด้วยอัตราการไหลสูงอย่างน้อย 225 ลิตรต่อนาที (8 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) แล้วปล่อยก๊าซทิ้งออกที่ทางเปิดออกแต่ละจุด หลังจากนั้นต้องทดสอบความสะอาดของระบบ โดยใช้ผ้าขาวรองรับก๊าซที่เป่าออกมาหน้าทางเปิดออกของก๊าซสีขาวของผ้า ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่สามารถทำได้ สำหรับระบบก๊าซความดันบวก ควรมีการพิสูจน์ความสะอาดของระบบ โดยการกรองก๊าซปริมาตรอย่างน้อย 1,000 ลิตร (35 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) ผ่านบนแผ่นกรองสะอาดสีขาวขนาดกรอง 0.45 ไมครอน ที่อัตราการไหลอย่างต่ำ 100 ลิตรต่อนาที (3.5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) โดยต้องตรวจสอบพื้นที่ 25 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเลือกตรวจสอบทางเปิดออกที่อยู่ไกลจากแหล่งจ่ายก๊าซมากที่สุด แผ่นกรองต้องไม่มีสิ่งตกค้างมากกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อหนึ่งทางเปิดออก ถ้าผลการทดสอบปรากฏว่า ทางเปิดออกใดมีสิ่งตกค้างเกินกำหนด ทางเปิดออกที่อยู่ไกลจากแหล่งจ่ายก๊าซในทุกพื้นที่ต้องถูกตรวจสอบใหม่อีกครั้งโดยใช้ก๊าซไนโตรเจนแห้งที่ปราศจากน้ำมัน

3.6 การทดสอบความบริสุทธิ์ของก๊าซภายในเส้นท่อ

ในแต่ละระบบก๊าซความดันบวก ต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ของก๊าซในระบบเส้นท่อ โดยต้องทดสอบจุดน้ำค้าง ปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนรวม (เช่น Methane) และปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนที่มีส่วนประกอบของฮาโลเจน การทดสอบนี้ต้องกระทำที่ทางเปิดออกจุดที่อยู่ไกลจากแหล่งจ่ายก๊าซมากที่สุด แล้วเปรียบเทียบกับก๊าซจากแหล่งจ่าย ค่าที่ได้จากการทดสอบจาก 2 จุดนี้ต้องแตกต่างกันไม่เกินค่าความแตกต่างสูงสุดที่ยอมรับได้ในตารางที่ 4 ก๊าซที่ใช้ในการตรวจสอบคือก๊าซไนโตรเจนที่ปราศจากความชื้นและน้ำมัน

ตารางที่ 4 ค่าความแตกต่างสูงสุดที่ยอมรับได้

จุดน้ำค้าง	4 องศาเซลเซียส ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนรวม	1 ส่วนในล้าน
ปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนที่มีส่วนประกอบของฮาโลเจน	2 ส่วนในล้าน

3.7 การทดสอบส่วนที่ต่อชิ้นสุดท้าย (Final Tie-in Test)

ก่อนที่จะเชื่อมต่อส่วนเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใด ๆ เข้ากับระบบที่มีอยู่ ต้องทดสอบตามข้อ 3.1 ถึง 3.6 ให้แล้วเสร็จก่อน

หลังเชื่อมต่อแล้วก่อนที่จะใช้งานกับผู้ป่วยต้องผ่านการทดสอบตามข้อ 3.8 ถึง 3.10 อย่างสมบูรณ์และต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ การเชื่อมต่อขั้นสุดท้ายระหว่างส่วนที่เพิ่มเติมใด ๆ กับระบบท่อที่มีอยู่เดิมต้องทดสอบการรั่วด้วยก๊าซใช้งานของระบบนั้นที่ความดันใช้งานปกติ คงความดันนี้ไว้จนกว่าทุกจุดเชื่อมต่อจะได้รับการตรวจสอบรอยรั่วโดยใช้น้ำสบู่หรือวิธีการทดสอบอื่นที่ไม่มีอันตราย

3.8 การทดสอบความดันใช้งาน (Operational Pressure

Test)

3.8.1 โดยทั่วไปต้องทดสอบการไหลที่ทางเปิดออกหรือทางเปิดเข้าหรือในจุดที่ผู้ใช้งานทำการต่อหรือปลดออก

3.8.2 ระบบเส้นท่อก๊าซ ยกเว้นระบบไนโตรเจนหรืออากาศความดันสูง ต้องคงความดันไว้ที่ 340-400 กิโลปาสกาล (50-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ที่ทุกทางเปิดออกที่อัตราไหลสูงสุดตามข้อ 3.8.4 และ 3.8.5

3.8.3 ระบบไนโตรเจนหรืออากาศความดันสูงต้องสามารถได้ก๊าซที่ความดันอย่างน้อย 1103 กิโลปาสกาล (160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ไปยังทางเปิดออกทั้งหมดตามอัตราการไหลในข้อ 3.8.7

3.8.4 ระบบเส้นท่อก๊าซที่ใช้ความดันแตกต่างจากความดันปกติในข้อ 3.8.2 และ 3.8.3 ต้องสามารถจ่ายก๊าซที่อัตราไหลและความดันตามที่ต้องการใช้งาน

3.8.5 ทางเปิดออกของออกซิเจน ในทรัสออกไซด์และอากาศ ต้องได้ก๊าซ 100 ลิตรต่อนาที (3.5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) โดยความดันตกไม่เกิน 35 กิโลปาสกาล (5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และที่ความดันคงที่ไม่น้อยกว่า 340 กิโลปาสกาล (50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

3.8.6 ทางเปิดออกของออกซิเจนและอากาศที่ใช้สำหรับหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ต้องสามารถได้ก๊าซด้วยอัตราไหลช่วงสั้น ๆ ที่ 170 ลิตรต่อนาที (6.0 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที

3.8.7 ทางเปิดออกของก๊าซไนโตรเจน ต้องได้ก๊าซ 140 ลิตรต่อนาที (5.0 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) โดยความดันตกได้ไม่เกิน 350 กิโลปาสกาล (5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และความดันคงที่ 1103 กิโลปาสกาล (160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

3.8.8 ในกรณีที่ใช้เครื่องอัดอากาศร่วมกัน คืออากาศอัดทางการแพทย์กับอากาศอัดความดันสูง ต้องพิจารณาวิธีตรวจสอบให้เหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบระหว่างระบบทั้งสอง

3.9 การทดสอบความเข้มข้นของก๊าซทางการแพทย์

(Medical Gas Concentration Test)

หลังจากการเป่าไล่สิ่งสกปรกภายในเส้นท่อด้วยก๊าซที่ใช้ในระบบนั้นแล้ว ต้องดำเนินการดังนี้คือ

3.9.1 วิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซโดยปริมาตรที่แต่ละแหล่งจ่ายและทางเปิดออกของก๊าซที่มีความดัน

3.9.2 การวิเคราะห์ต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับวัดค่าของก๊าซแต่ละชนิด

3.9.3 ค่าความเข้มข้นของก๊าซทางการแพทย์ที่ยอมรับได้ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่ยอมรับได้

ก๊าซ	เกณฑ์ตัดสิน
ออกซิเจน	ไม่น้อยกว่า 99%
ไนตรัสออกไซด์	ไม่น้อยกว่า 99%
ไนโตรเจน	ไม่น้อยกว่า 99%
อากาศอัดทางการแพทย์	มีออกซิเจน 19.5-23.5%

3.10 การตรวจสอบความถูกต้องของปั๊มเชื้อ

ต้องตรวจสอบความถูกต้องของปั๊มเชื้อให้ถูกต้องตรงกับสภาพปัจจุบันตลอดเวลาตามมาตรฐานของส่วนประกอบทุกชิ้น เช่น ทางเปิดออก ลิ้นปิดและแผงสัญญาณเตือน เป็นต้น

4. การตรวจยืนยันความถูกต้องของอุปกรณ์แหล่งจ่ายก๊าซ

(Source Equipment Verification)

ต้องตรวจสอบอุปกรณ์แหล่งจ่ายก๊าซหลังจากการเชื่อมต่อระบบท่อ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ การทดสอบความดันต้อง

ทำที่ปลายทางต่อลิ้นแยกของเครื่องอัดอากาศ (compressor) และต้นทางต่ออุปกรณ์ควบคุมเส้นท่อที่ความดันใช้งานสูงสุดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยความดันตกได้ไม่เกิน 10% (ตารางที่ 3)

การทดสอบนี้ต้องดำเนินการ โดยผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคและมีประสบการณ์ด้านทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย์

4.1 การตรวจสอบแหล่งจ่ายก๊าซ

4.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในระบบ รวมทั้งตรวจสอบการสลับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายชุดแรกไปยังแหล่งจ่ายชุดที่สองและตรวจสอบการทำงานของสัญญาณแจ้งการสลับเปลี่ยน

4.1.2 ก่อนใช้งานระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุที่มีแหล่งจ่ายสำรอง (4.2) ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบว่าทำงานถูกต้องรวมทั้งตรวจสอบการทำงานของสัญญาณการเปลี่ยนสลับโดยอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายชุดแรกไปยังแหล่งจ่ายชุดที่สองและตรวจการทำงานและสัญญาณของแหล่งจ่ายสำรอง

4.1.3 ถ้าระบบมีสวิทช์รับสัญญาณและสัญญาณเฟ้ระวังปริมาณของแหล่งจ่ายสำรองต้องตรวจสอบการทำงานก่อนใช้งานถ้าระบบแหล่งจ่ายสำรองที่เป็นของเหลวต้องทดสอบสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณแหล่งจ่ายสำรองต่ำกว่ากำหนด

4.1.4 ถ้ามีสวิตช์รับสัญญาณและอุปกรณ์เฝ้าระวังความดันของแหล่งจ่ายสำรอง ต้องตรวจสอบการทำงานก่อนใช้งาน

4.1.5 สัญญาณเตือนสำหรับแหล่งจ่ายขนาดใหญ่และแผงสัญญาณเตือนหลัก เจ้าของหน่วยงานหรือผู้แทนต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชนิดของสัญญาณที่แสดงและการกระตุ้นสัญญาณเป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเฝ้าระวังสภาวะของระบบแหล่งจ่ายถ้าเปลี่ยนแหล่งเก็บต้องทำการทดสอบใหม่ทุกครั้ง

4.1.6 ระบบสัญญาณเตือนหลัก ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตหรือองค์กรที่รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุง โดยทำการทดสอบดังนี้

ก. อัดความดันเข้าระบบเส้นท่อก๊าซและต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้ากับแผงสัญญาณเตือน

ข. ตรวจสอบมาตรวัดความดันของเส้นท่อหลักเพื่อให้แน่ใจว่าได้ความดันที่ต้องการตามข้อ 3.8 และระบุชนิดของก๊าซได้ถูกต้อง ตรวจสอบแผงสัญญาณเตือนเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานเป็นปกติ

ค. ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณเตือนของแหล่งจ่ายและแหล่งสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าแสดงสัญญาณที่ถูกต้องและระบุชื่อที่ถูกต้อง

บทที่ 4

คุณสมบัติของก๊าซออกซิเจนและการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1. ลักษณะทั่วไปของออกซิเจน

ออกซิเจน (O_2) เป็นส่วนประกอบที่มากเป็นอันดับที่สองในบรรยากาศ ประมาณ 21% โดยปริมาตร (รองจากไนโตรเจน (N_2) ประมาณ 78% นอกจากนี้ยังมีอาร์กอน (Ar) ประมาณ 0.9% และก๊าซเฉื่อยอื่น ๆ (CO_2 , Ne, Xe, He) ประมาณ 0.1 %) ออกซิเจนเหลวมีสีน้ำเงินจาง ๆ และเย็นจัด ถึงแม้ไม่เป็นสารติดไฟ แต่ออกซิเจนสามารถช่วยให้ติดไฟได้ดีและเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์

ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์และโลหะในรูป Oxide การเผาไหม้ในออกซิเจนรุนแรงกว่าการเผาไหม้ในอากาศ อุปกรณ์ที่ทำมาใช้กับออกซิเจนต้องสะอาด ระบบต้องเป็นวัสดุที่สามารถทนความร้อนได้สูงและไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนภายใต้การใช้งาน ถึงบรรจุกต้องผลิตตามข้อกำหนดของ American Society of Mechanical Engineers (ASME) และถูกออกแบบเพื่อให้สามารถต้านทานอุณหภูมิและความดัน

ออกซิเจนเหลวเป็นของเหลวที่เย็นจัด (Cryogenic Liquid) ของเหลวเย็นจัดคือก๊าซเหลวใดๆ ที่มีจุดเดือดต่ำกว่า $-38^\circ F$ ($-150^\circ C$) ในขณะที่ออกซิเจนเหลวมีจุดเดือดอยู่ที่ $-97.3^\circ F$ ($-183^\circ C$)

อุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างออกซิเจนเหลวและสถานะแวดล้อมภายนอก การเก็บออกซิเจนเหลวจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการจัดเก็บ

ออกซิเจนนิยมจัดเก็บในรูปของของเหลวถึงแม้จะถูกนำไปใช้ในรูปของก๊าซก็ตาม เนื่องจากประหยัดเนื้อที่จัดเก็บและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแบบการบรรจุก๊าซแรงดันสูง รูปแบบการจัดเก็บประกอบไปด้วย ถังบรรจุของเหลวเย็นจัด Vaporization ระบบควบคุมแรงดัน และท่อต่าง ๆ สำหรับการเติม การระบาย และการจ่ายก๊าซ หลักการสร้างถังบรรจุของเหลวเย็นจัดคล้ายกับขวด Thermos โดยจะมีถังบรรจุภายในและมีถังภายนอกหุ้มอีกหนึ่งชั้น โดยมีฉนวนกันอยู่ตรงกลางทำหน้าที่ป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าไปในถังบรรจุออกซิเจนเหลวข้างใน Vaporizer ทำหน้าที่แปรสภาพออกซิเจนเหลวให้ระเหยกลายเป็นก๊าซ ท่อควบคุมแรงดันทำหน้าที่ควบคุมแรงดันก๊าซก่อนจ่ายเข้าสู่กระบวนการใช้งาน ทั้งนี้นำมาใช้สำหรับออกซิเจนเหลวควรออกแบบตาม ASME ว่าด้วยเรื่องอุณหภูมิและความดัน แบบที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ American National Standards Institute (ANSI)

2. การผลิต

ออกซิเจนกลั่นออกมาจากการแยกอากาศ (Air Separate unit; ASU) ผ่านกระบวนการทำให้อากาศเป็นของเหลวและแยกออกซิเจนออก โดยหากลั่นความเย็นและเก็บในรูปของเหลวเย็นจัด ออกซิเจน

สามารถกลั่นออกมาในรูปแบบของเหลวที่ไม่เย็นจัดได้โดยวิธีการ
เลือกใช้ตัวดูดซับบางตัวเพื่อนำออกซิเจนออกมาในรูปแบบของก๊าซ

กระบวนการแยกอากาศ (ASU) เริ่มต้นที่เครื่องอัดอากาศและ
สิ้นสุดที่ถังเก็บ ซึ่งถูกอัดและส่งไปยังระบบแยกความชื้น
คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอนที่สะอาด อากาศถูกส่งผ่านไป
ยังระบบแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งทำให้เย็นลงถึงเย็นจัด และถูกส่งผ่าน
เข้าสู่หอกลั่นความดันเพื่อแยกไอของออกซิเจนออกไปทางบริเวณ
ด้านบนของหอกลั่น ในขณะที่เดียวกันออกซิเจนดิบ (ออกซิเจนบริสุทธิ์
90% โดย ประมาณ) ด้านล่างของหอกลั่นถูกดูดออก และส่งต่อไปยัง
หอกลั่นความดันเพื่อกลั่นออกซิเจนออกมาตามความต้องการ และจัดเก็บ
ในถังเก็บของเหลว

ตารางที่ 1: ลักษณะทางกายภาพและเคมีของออกซิเจนเหลว

สูตรทางเคมี	O ₂
มวลโมเลกุล	31.999
จุดเดือดที่ความดัน 1 บรรยากาศ	-297.4°F (-183.0°C)
จุดเยือกแข็งที่ความดัน 1 บรรยากาศ	-361.9°F (-218.8°C)
อุณหภูมิวิกฤต	-181.8°F (-118.4°C)
ความดันวิกฤต	729.1 psia(49.6 atm)

ความหนาแน่นในสถานะของเหลวที่ความดัน 1 atm 71.23 lb/scf

ความหนาแน่นในสถานะก๊าซที่ 68°F (20°C), 1 atm 0.0831 lb/scf

ความถ่วงจำเพาะ,

สถานะก๊าซ เทียบกับอากาศที่ 68°F (20°C), 1 atm 1.11

สถานะของเหลวเทียบกับอากาศที่ 68°F (20°C), 1 atm 1.14

ปริมาตรจำเพาะที่ 68°F (20°C), 1 atm 12.08 scf/lb

ความร้อนแฝงในการระเหยกลายเป็นไอ 2,934 BTU/lb mole

อัตราการขยายตัวจากของเหลวกลายเป็นไอที่ 68°F (20°C) 1 to 862

ความสามารถในการละลายได้ในน้ำที่ 77°F (25°C), 1 atm 3.16% โดยปริมาตร

3. การใช้ประโยชน์

ลักษณะการใช้งานของออกซิเจนโดยทั่วไปอยู่ในรูปของก๊าซ แต่ออกซิเจนนิยมผลิตในรูปของเหลวเนื่องจากสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ การใช้งานออกซิเจนโดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการเติมออกซิเจนและใช้ในการดำรงชีวิตทั่วไป ออกซิเจนถูกนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ ออกซิเจนเหลวถูกใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเหลวสำหรับระบบขีปนาวุธ (Missiles) และจรวด (Rockets)

ออกซิเจนถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลหะ ใ้ร่วมกับแก๊ส Acetylene และแก๊สเชื้อเพลิงอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัด เชื่อม ชัด ทำแข็ง ทำความสะอาด และหลอมโลหะ ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก นำออกซิเจนมาใช้เพื่อฟอสฟอรัสและทำความร้อนด้วยคาร์บอนที่ออกมา และการทำปฏิกิริยากับออกไซด์อื่น ๆ ผลประโยชน์ เช่น การประหยัดเชื้อเพลิงและพลังงานรวมถึงปริมาณการแผ่รังสีที่ต่ำกว่าคือสิ่งที่ได้รับเสมอเมื่ออากาศถูกแทนที่ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ที่มากกว่า

ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียมนำออกซิเจนไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพื่อผลิตสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ และ aldehydes ซึ่งมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบในหลาย ๆ ขบวนการทำงาน ออกซิเจนที่ใช้ทำปฏิกิริยาได้มาจากอากาศอย่างไรก็ตามการใช้ออกซิเจนโดยตรง หรือการฟอกอากาศด้วยออกซิเจนก็จำเป็นในบางกระบวนการผลิต การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมขนาดกลางมีการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ รวมถึง เอทีลิน และ propylene Oxide (สารต่อต้านความเย็น) Vinyl Chloride (สำหรับ PVC) และ Caprolactam (สำหรับไนลอน)

ในอุตสาหกรรมกระดาษใช้ออกซิเจนในการฟอก และเป็น Oxidizing ในหลายกระบวนการ คุณสมบัติทางกายภาพแสดงผลที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากผ่านการบำบัดโดยออกซิเจน ซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วย เนกเช่นเดียวกัน ออกซิเจนช่วยในการทำปฏิกิริยาเผาไหม้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระจก อะลูมิเนียม ทองแดง ทอง ตะกั่ว

และซีเมนต์ หรือขบวนการที่เกี่ยวข้องกับเตาเผาขยะ หรือการบำบัดของเสีย ขบวนการบำบัดน้ำเสียประสบความสำเร็จในการนำออกซิเจนมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางเคมี อุตสาหกรรมประมงได้รับประโยชน์ในด้านคุณภาพและขนาดของสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงในภาวะออกซิเจนที่เหมาะสม

4. ผลกระทบต่อสุขภาพ

อากาศโดยทั่วไปจะมีออกซิเจน 21 % เป็นส่วนประกอบและไม่มีความเป็นพิษ ออกซิเจนที่ขยายเพิ่มขึ้นในอากาศไม่เกิน 50% ไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อมนุษย์ ในสภาวะบรรยากาศปกติ (1 atmosphere) ได้นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น

การสูดดมออกซิเจนที่มากกว่า 80%เป็นเวลามากกว่า 12 ชั่วโมง จะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ระบบการรับรู้ลดลง ไอ หายใจไม่สะดวก แสบคอ และเจ็บหน้าอก อาจเกิดอาการ Tracheobronchitis และอากาศแน่นที่ปอด หรือ Edema การสูดออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปนานกว่า 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดการอักเสบที่ปอด หรือ Edema

อาการทางการหายใจจะเกิดขึ้นภายใน 2 ถึง 6 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูมิความดันมากกว่า 1 ความดันบรรยากาศ อาการเริ่มแรกคือการที่มีน้ำ

ภายในช่องว่างของปอด ซึ่งส่งผลให้การทำงานของปอดลดลง ส่วนอาการอื่น ๆ คือเป็นไข้ ไซนัส และแสบตา

หากสูดดมออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ความดัน 2-3 บรรยากาศ จะเกิดอาการทางประสาทรวมถึงคลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน หอบเหนื่อย หัวใจ ใจ อารมณ์แปรปรวน Euphoria สับสน in coordination กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณนิ้วมือและนิ้วเท้า สูญเสียการรับรู้ และเกิดอาการชักคล้ายลมบ้าหมู รวมทั้งการสูญเสียการมองเห็น ซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจชักจนตายได้ แต่อาการจะดีขึ้นถ้าความดันของออกซิเจนลดลง

เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่ต้องการอยู่ในเตาอบหากได้รับการสูดออกซิเจนที่มีความเข้มข้นมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้ ภายใน 6 ชั่วโมง จะทำให้หลอดเลือดของ retina ขยายตัวอย่างรุนแรง ต้องรีบนำเด็กออกจากเตาอบทันที การที่เนื้อเยื่อสัมผัสกับออกซิเจนเหลวหรือไอเย็นของออกซิเจนทำให้เกิดแผลเผาไหม้

5. การพิจารณาความปลอดภัย

อันตรายจากออกซิเจนเหลวคืออุณหภูมิที่เย็นจัดสามารถทำให้เนื้อไหม้ได้ ความดันที่สูงเกินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของออกซิเจนเหลวอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ไม่สามารถระบายได้ทัน ในบริเวณที่เต็มไปด้วยออกซิเจนอาจเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้

อุณหภูมิที่ต่ำมากของออกซิเจนเหลวและไอรยะเหยไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่เนื้อเยื่อของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังทำให้โครงสร้างของโลหะสูญเสียความแข็งแรงและเปราะแตกได้ง่าย

อัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากของเหลวเป็นก๊าซนั้นอาจทำให้เกิดความดันเกินได้ ดังนั้นบริเวณดังกล่าวควรมีการติดตั้งตัวระบายความดัน ปฏิบัติการเผาไหม้เริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีกับปริมาณออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่เพียง 23% วัตถุซึ่งจุดติดไฟในอากาศได้ง่ายนั้นจะเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงในออกซิเจน วัตถุดังกล่าวได้แก่เสื้อผ้าและเส้นผมซึ่งมีช่องว่างพอที่จะดักจับออกซิเจนได้ ความเข้มข้นของออกซิเจนแค่เพียง 23% สามารถลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วเป็นอันตรายที่ทุกคนควรระวัง

เสื้อผ้าที่ถูกออกซิเจนเหลวหกใส่ หรือฝังไว้ในบริเวณที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูง ควรรีบนำไปฝังอากาศหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ได้อย่างรวดเร็วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จนแน่ใจว่าเสื้อผ้านั้นปราศจากออกซิเจน เสื้อผ้าที่ชุ่มไปด้วยออกซิเจนสามารถจุดติดไฟได้ง่ายและเกิดการลุกไหม้ที่รุนแรง

ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟใด ๆ ในบริเวณที่มีการจัดเก็บออกซิเจนเหลว อย่าปล่อยให้ ออกซิเจนเหลวหรืออากาศที่เต็มไปด้วยออกซิเจนสัมผัสกับสารอินทรีย์หรือวัตถุซึ่งติดไฟได้ หรือระเบิดได้ สารอินทรีย์บางชนิดสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรุนแรงเมื่อถูก

จุดประกายด้วยสะเก็ดไฟ หรือการลั่น สารเหล่านั้นคือ น้ำมัน จาระบี ยางอัสปท์ น้ำมันก๊าด เสื้อผ้า น้ำมันดิบ และกากน้ำมันหรือจาระบี หากออกซิเจนเหลวถูกกระฉอกลงบน Asphalt หรือผิวหน้าวัสดุอื่นที่ระเบิดได้ อย่าเดินเข้าไปบริเวณดังกล่าว และเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้ห่างจากบริเวณดังกล่าว เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที หรือจนกว่าจะหมอกจาง

6. พื้นที่ในการติดตั้ง

เนื่องจากอัตราการขยายตัวที่สูงมากจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ ต้องมีการเตรียมระบบระบายให้เพียงพอในบริเวณที่ใช้งาน อย่างน้อยคือ 6 เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงของอากาศใน 1 ชั่วโมง CGA กำหนดว่าอากาศซึ่งเต็มไปด้วยออกซิเจนนั้น คือ อากาศที่มีค่าความเข้มข้นของออกซิเจนอย่างน้อย 23%

พึงจำไว้ว่า! “ออกซิเจนไม่มีสัญญาณเตือนอันตราย”

7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

บุคคลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับออกซิเจนเหลว และภาชนะจัดเก็บต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของออกซิเจนอย่างถ่องแท้

ตาเป็นส่วนที่ไวต่อความเย็นจัดของออกซิเจนเหลวและไอเย็น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่แนะนำเมื่อต้องปฏิบัติงานกับออกซิเจนเหลวที่นอกเหนือไปจากแว่นตานิรภัยแล้วคือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ถุง

มือหนึ่งที่มีฉนวนป้องกันอุณหภูมิเย็นจัด เลือแขนยาวไม่พับแขน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับออกซิเจนเหลว และรองเท้า Safety ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สวมใส่ทุกครั้ง

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน SCBA เป็นอุปกรณ์ที่ต้องนำมาใช้ ชุดกันไฟสามารถติดไฟได้ง่ายเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้นจึงสามารถเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ได้

8. การปฐมพยาบาล

สำหรับผิวหนังที่สัมผัสกับออกซิเจนเหลวให้รีบปลดหรือถอดเสื้อผ้าบริเวณนั้นออกเพื่อป้องกันการซึมและลูกกลม ห้ามถูบริเวณผิวหนังที่แข็งตัวเนื่องจากทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นบาดเจ็บยิ่งขึ้น ให้รีบล้างผิวหนังบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นที่อุณหภูมิไม่เกิน 105°F (40°C) ในปริมาณมาก ๆ และต่อเนื่องและห้ามใช้การรักษาด้วยความร้อนแบบแห้ง (Dry Heat) รีบทำการนำส่งแพทย์โดยทันที

เนื้อเยื่อบริเวณที่แข็งตัวไม่มีความรู้สึกและซีดคล้ายขี้ผึ้ง ต่อมาจะกลายเป็นแผลพุพอง แสบ และอาจติดเชื้อได้ เมื่อบาดแผลบริเวณที่แข็งตัวจนอ่อนตัวลง ให้นำผ้าที่สะอาดปราศจากเชื้อคลุมให้ทั่วบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการรักษา ในกรณีที่ผิวหนังสัมผัสออกซิเจนเหลวเป็นบริเวณกว้าง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นในปริมาณมาก ๆ

เพื่อให้ผิวหนังอ่อนตัวและตัดเสื้อผ้าบริเวณนั้นออก และติดต่อแพทย์โดยทันที

ถ้าตาโดนไอเย็นหรือไอระเหยของออกซิเจนเหลว ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ หรือน้ำอุ่นอุณหภูมิไม่เกิน 105°F (40°C) และรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

คุณสมบัติของก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในโรงพยาบาล

- ไม่มีสีในสถานะก๊าซ (มีสีฟ้าอ่อนในสถานะแก๊สเหลว)
- ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นพิษ
- ไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟติด
- มีจุดเดือดที่อุณหภูมipริมาณ -183°C (สถานะแก๊สเหลว)
- เกิดหมอกเมื่อสัมผัสกับอากาศ (สถานะแก๊สเหลว)
- อัตราการขยายตัวของเหลวเป็นก๊าซประมาณ 862 เท่า
- หนักกว่าอากาศในสถานะก๊าซ (Vapor Density = 1.11)

การปฏิบัติงานกับออกซิเจน อย่างปลอดภัย

- ห้ามสูบบุหรี่หรือกระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูง ในบริเวณที่ตั้ง และสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจนโดยเด็ดขาด

- ห้ามใช้สารหล่อลื่น/สารทำความสะอาดทั่วไปโดยเด็ดขาด ต้องใช้ชนิดที่รับรองว่าใช้งานร่วมกับออกซิเจนได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
- ห้ามมีหรือเก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ที่สามารถติดไฟ และระเบิดได้ไว้ในใกล้บริเวณการทำให้ความหนาแน่นของออกซิเจน เพิ่มมากกว่า 23% ขึ้นไป
- เก็บรักษาและใช้งานในที่ร่ม ซึ่งมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ
- วัสดุที่แนะนำให้ใช้ได้สำหรับออกซิเจน ได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง และสแตนเลสสตีล เท่านั้น
- การบาดเจ็บเนื่องจากการสัมผัสกับออกซิเจนเหลว ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน

มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกซิเจนทางการแพทย์

มอก. 540-2545

คุณลักษณะต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - ความบริสุทธิ์ (Purity) Oxygen | 99.0% |
| - คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) | 300 ppm (max) |
| - คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) | 5.0 ppm (max) |
| - ความชื้น (Moisture) | 60 ppm (max) |

- ความเป็นกรด หรือ ด่าง (pH) ผ่านการทดสอบ
- สารออกซิไดส์ (Oxidizing substance) ผ่านการทดสอบ
- ภาชนะบรรจุที่เป็นท่อทนความดันไม่มีตะเข็บ มอก. 359-2549
- การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุ มอก. 358-2551
- สีท่อ มอก. 87-2517
- ข้อต่อท่อบรรจุออกซิเจน มอก. 1095-2535

การใช้งานก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดท่อบรรจุแรงดันสูง

ท่อออกซิเจนทางการแพทย์ (มอก. 540-2545)

- ท่อสีเขียวมรกต ไหลสีขาว
- กำหนดปริมาณสิ่งเจือปน เช่น CO , CO₂ , Moisture
- ความบริสุทธิ์ (Purity) Oxygen 99.0%
- คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 300 ppm (max)
- คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 5.0 ppm (max)
- ความชื้น (Moisture) 60 ppm (max)
- ความเป็นกรด หรือ ด่าง (pH) ผ่านการทดสอบ
- สารออกซิไดส์ (Oxidizing substance) ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่
การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน ต่ำและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทาง การแพทย์	มอก. 358-2551 มอก. 87-2521
วาล์วและข้อต่อของท่อบรรจุก๊าซ	มอก. 1095-2535

เครื่องหมายบริเวณไหล่ท่อบรรจุ



O ₂	คือ ใช้บรรจุก๊าซออกซิเจน
2210001	คือ หมายเลขท่อ
2012-10	คือ ทดสอบเดือน ตุลาคม ปี 2012
V 40.1	คือ ความจุ 40.1 ลิตรน้ำ
W 48.3	คือ น้ำหนักท่อเปล่า 48.3 กิโลกรัม
TP 250	คือ ความดันที่ใช้ทดสอบ 250 บาร์ (3,600 PSIG)
WP 150	คือ ความดันสูงสุดของก๊าซที่บรรจุ 150 บาร์ (2,200 PSIG)

ฉลากบรรจุ

เป็นไปตามข้อกำหนดของ Asian Industrial Gases Association (AIGA) และ สมอ.

ข้อมูลบนฉลากบรรจุ

ชื่อผลิตภัณฑ์, สูตรเคมี

1. คำเตือนต่าง ๆ –“Danger or Warning”
2. สัญลักษณ์ที่กำหนดระดับของอันตรายต่างๆ
3. UN No. and Hazard No.
4. ข้อควรระวังต่าง ๆ
5. ข้อเสนอแนะในการดูแลและใช้งานที่ก๊าซ
6. ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่และเบอร์โทร.
7. ความดันที่ใช้บรรจุก๊าซ

การดูแลและบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย

ระยะเวลาการทดสอบที่ไม่มีตะเข็บ (ท่อแรงดันสูง)

1. ความจุน้ำไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เดซิเมตร (150 ลิตร) ตรวจสอบทุก 5 ปี
2. ตรวจสอบภายนอก (โดยการพิจารณา)
3. น้ำหนักท่อ ต้องลดลงไม่เกินกว่า 5% ของน้ำหนักท่อตอนผลิต
4. ตรวจสอบภายในท่อ (Visual Inspection)

5. ทดสอบแรงดัน (Hydrostatics Test) ท่อต้องมีการขยายตัวไม่เกิน 10% ของการขยายตัวรวม

การใช้งานก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดถังบรรจุขนาดใหญ่ (Liquid Oxygen System)

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (VIE)

1. เป็นถังชนิดพิเศษสามารถเก็บออกซิเจนในสถานะของเหลวได้
2. ถังบรรจุต้องระบุชนิดก๊าซอย่างชัดเจน
3. ความคุมแรงดันที่ 150 psi
4. มีระบบความปลอดภัยของถังที่บรรจุ
5. ส่วนประกอบของถังบรรจุ
 - อุปกรณ์แสดงระดับแรงดันภายในถัง (Pressure Gauge)
 - อุปกรณ์แสดงระดับแก๊สเหลว (Liquid Level Gauge)
 - อุปกรณ์แสดงวงจรรป้องกันถัง (Safety System)

ชุดทำระเหย (Vaporizer)

1. เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น
2. เปลี่ยนของเหลวให้เป็นก๊าซโดยใช้พลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
3. การเลือกใช้ต้องคำนึงถึงปริมาณใช้ก๊าซ

ชุดควบคุมความดันและสัญญาณเตือน (Pressure Control Unit; PCU & Alarm)

1. PCU จะทำหน้าที่ปรับลดความดันจาก 150 psi (ถังบรรจุ) เป็น 50-60 psi (ความดันใช้งานปกติ)
2. เป็นแบบ Duplex คือมี Regulator 2 ชุด ติดตั้งขนานกัน
3. ชุด PCU จะถูกตั้งค่าให้ทำงานแบบอัตโนมัติ
4. สัญญาณเตือนหลักต้องสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติของระบบอย่างน้อย 4 สัญญาณ คือ
 - Re Order
 - Tank Low Pressure
 - Line Low Pressure
 - Line High pressure
6. สัญญาณเตือนจะต้องแสดงผลได้ทั้งสัญญาณเสียงและแสง
7. ติดตั้งในห้องที่มีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ

สรุปการใช้งานระบบก๊าซทางการแพทย์

ระบบท่อ

1. สถานที่จัดเก็บ โดยเฉพาะสำหรับท่อเต็ม ท่อเปล่า และแยกชนิดของท่อสำหรับก๊าซแต่ละชนิด โดยคัดแยกตามสีท่อ

2. ในสถานที่จัดเก็บต้องปราศจากวัตถุไวไฟ หรือวัสดุที่สามารถติดไฟได้
3. ห้ามใช้เทพพนกเถียวในงานประปามาใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจน
4. ท่อเต็มต้องมีฝาครอบวาล์วสวมไว้เสมอ พร้อม โช้คคล้องในขณะที่เก็บรักษาหรือเคลื่อนย้าย
5. ตรวจเช็ค เดือน-ปี ที่ท่อได้รับการทดสอบ และฉลากบอกชนิดของก๊าซก่อนใช้งานเสมอ ท่อบรรจุก๊าซต้องมีการตรวจสอบตามระยะเวลา โดย มอก. ระบุทุก 5 ปี
6. ปิดวาล์วท่อไว้เสมอทุกครั้งหลังการใช้งาน ทั้งท่อเต็มและท่อเปล่า

ระบบออกซิเจนเหลว

1. ต้องมีการตรวจสอบอัตราการใช้งานก๊าซออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาขนาดของถังบรรจุ และขนาดของระบบก๊าซสำรองที่เหมาะสม
2. ในการต่อเติม ตัดต่อระบบ จะต้องทบทวนการออกแบบทั้งระบบทุกครั้งซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความดันลดลง (Pressure Drop), ขนาดท่อ, ขนาดของชุดลดความดัน, ขนาดของชุดท่อสำรอง ฯลฯ
3. ต้องมีระบบก๊าซสำรองแบบ Double Manifold ซึ่งใช้ได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต้องมีจำนวนท่อสำรองพอสำหรับการใช้ 24 ชั่วโมง

4. ระบบจ่ายก๊าซสำรองควรมีสัญญาณเตือนที่เหมาะสมและต้องติดตั้งในที่ซึ่งมีคนอยู่ตลอดเวลา

การสังเกตกรณีเกิดการรั่วไหล

1. การรั่วเล็กน้อย เช่น จากคอวาล์ว, ข้อต่อต่าง ๆ, ก้านวาล์ว การรั่วในลักษณะนี้จะสังเกตได้ยาก ต้องทำการตรวจสอบจึงจะสามารถสังเกตได้จากเสียง, ควันขาว, น้ำแข็ง, หรือฟองของน้ำยาทดสอบ
2. การรั่วอย่างรุนแรง เช่น จากแผ่นนิรภัย, วาล์วหัก, ท่อแตก การรั่วในลักษณะนี้สามารถสังเกตได้จาก เสียงดังมาก, ควันขาวปริมาณมาก หรือ ความดันลดลงอย่างรวดเร็ว

กรณีเกิดเพลิงไหม้

1. ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ใกล้ถังบรรจุ ห้องควบคุมการจ่ายก๊าซออกซิเจน หรือแนวเส้นท่อก๊าซออกซิเจน ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าสำรองก๊าซให้ผู้ป่วยในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ปิดวาล์วจ่ายก๊าซก่อนถึงบริเวณเกิดเพลิงไหม้
2. นีติน้ำหล่อถังบรรจุ หรือท่อไว้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้อุณหภูมิภายในสูงเกิน จนอาจเกิดอันตรายได้
3. ในกรณีเพลิงไหม้บางส่วนของอาคารบริเวณที่มีหัวจ่ายก๊าซออกซิเจน ให้ทำการปิดโซนวาล์ว ที่ควบคุมบริเวณนั้น ๆ ทันทีที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกเรียบร้อยแล้ว

กรณีก๊าซเหลวรั่ว

1. เคลียร์พื้นที่ในบริเวณนั้นให้มีการระบายอากาศให้ได้มากที่สุด
2. ทำการปิดวาล์วจ่ายก๊าซในบริเวณที่ก๊าซรั่ว โดยต้องปฏิบัติอย่างปลอดภัย หรืออาจใช้ผ้าชุบน้ำปิดบริเวณที่รั่ว แล้วฉีดน้ำเป็นฝอยซ้ำในบริเวณนั้น ความเย็นจากออกซิเจนเหลวจะทำให้ น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง ช่วยชะลอการรั่วได้ชั่วคราว
3. ระมัดระวังการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

กรณีก๊าซรั่วจากท่อ

1. เคลียร์พื้นที่ในบริเวณนั้นให้มีการระบายอากาศให้ได้มากที่สุด
2. ต้องมั่นใจว่ามีก๊าซสำรองให้กับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ทำการปิดวาล์วที่หัวท่อที่มีการรั่วของก๊าซ
3. เคลื่อนย้ายท่อไปยังสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4. ระวังการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

กรณีก๊าซรั่วจากหัวจ่ายก๊าซ (Outlet)

1. เคลียร์พื้นที่ในบริเวณนั้นให้มีการระบายอากาศให้ได้มากที่สุด
2. ไม่ควรใช้งาน หากไม่จำเป็น
3. ระวังการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
4. แจ้งผู้รับผิดชอบรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

บทที่ 5

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเท่าที่ปรากฏ

อุบัติเหตุที่เกิดจากท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนและอุปกรณ์มีได้หลายรูปแบบ เช่น การระเบิดของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน การระเบิดของชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน การรั่วของก๊าซอย่างรุนแรง การลัดของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน เป็นต้น ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุเหล่านี้อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน สาเหตุอื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุ พอสรุปได้ดังนี้

1. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนอยู่ในสภาพที่เก่าและชำรุดมาก จนไม่สามารถทนแรงดันของก๊าซ ซึ่งบรรจุอยู่ภายในท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนได้
2. เกิดการกระทบกระเทือนของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนอย่างรุนแรงในขณะที่มีก๊าซบรรจุอยู่
3. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนลัด เป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้ง่ายที่สุด
4. เมื่อท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนได้รับความร้อน ทำให้ก๊าซที่อยู่ภายในเกิดการขยายตัว และขณะเดียวกันอุปกรณ์นิรภัยที่ติดตั้งมากับท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไม่ทำงาน ทำให้เกิดระเบิดขึ้น
5. การเปิดลิ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้อุณหภูมิภายในอุปกรณ์ปรับความดัน (Oxygen regulator) สูง ทำให้เกิดการลุกไหม้และระเบิดตามมา

6. ไม่มีการตรวจสอบสภาพของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนเมื่อครบกำหนดทุกๆ 5 ปี
7. บรรจุก๊าซออกซิเจนมากเกินไปกว่าความดันที่กำหนด คือเกินกว่า 2,200 ปอนด์/ตารางนิ้ว
8. นำท่อผิดประเภทมาบรรจุก๊าซออกซิเจน
9. มีคราบน้ำมันติดอยู่กับชุดอุปกรณ์ประกอบท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน เช่น ที่เกลียวข้อต่อ หรือตามทางเดินของก๊าซออกซิเจน
10. ใช้ของแข็งเคาะบริเวณลิ้นปิด-เปิด ของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน
11. เก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไว้ในห้องที่อับ และอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้ เมื่อมีการรั่วของก๊าซออกมาในบรรยากาศสูงเกินไป การติดไฟจะเพิ่มมากขึ้นจนเกิดการลุกไหม้ของวัตถุอย่างรุนแรงในทันทีที่มีประกายไฟหรือความร้อน
12. มีน้ำมันหรือจารบีหรือเชื้อเพลิงอยู่ในห้องเก็บออกซิเจน หากมีก๊าซรั่วไหลมากเกินไป อาจทำให้ลุกไหม้หรือระเบิดได้
13. สภาพผิวหนังนอกของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนมีรอยขรุขระหรือรอยร้าว
14. ไม่ได้ครอบฝาเหล็กไว้ เมื่อเกิดการล้มหรือกระแทก ส่วนบนของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนซึ่งมีวาล์วปิด-เปิดติดตั้งอยู่ จะเป็นจุดที่แตกหักได้ง่าย ทำให้ก๊าซรั่วไหลออกมาอย่างรุนแรง

15. สถานที่เก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไม่เป็นเขตหวงห้ามบุคคลภายนอก ผู้ป่วยตลอดจนญาติของผู้ป่วยสามารถเข้าไปจับต้องหรือหมุนวาล์วปิด-เปิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้ก๊าซพุ่งเข้าหน้าเกิดอันตรายได้

16. การถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจากท่อหนึ่งไปอีกท่อหนึ่ง โดยไม่ใช้อุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยเพียงพอ

17. การวางหรือก่อกิ่งท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนซึ่งมีก๊าซบรรจุอยู่เต็ม ในแนวนอน

18. มีการให้ความร้อนโดยตรงต่อท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน เช่น ทดสอบการ Spark (ทำให้เกิดประกายไฟ) ของเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากับผิวท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน

การเก็บ การบำรุงรักษา และการใช้ที่ถูกต้อง

เนื่องจากการใช้ก๊าซออกซิเจนในการแพทย์ได้ถูกบรรจุในท่อซึ่งมีความดันภายในสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ จึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการเก็บ การบำรุงรักษา และการใช้ให้ถูกต้อง ดังนี้

การเก็บ

1. สภาพของห้องเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ต้องเป็นที่แห้ง มีการถ่ายเทของอากาศได้ดี และมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

2. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทุกท่อต้องอยู่ในสภาพที่ปกติ คือ ตั้งตรงในแนวตั้ง ห้ามวางท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนที่มีก๊าซอยู่เต็มในแนวนอน โดยเด็ดขาด

3. แยกท่อเปล่าและท่อที่มีก๊าซเต็มออกจากกัน และควรทำเครื่องหมายไว้ เพื่อป้องกันสับสน

4. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทุกท่อต้องครอบฝาเหล็กไว้เสมอ เว้นแต่ขณะใช้งาน

5. บริเวณที่เก็บหรือหน่วยจ่ายก๊าซกลางต้องมีข้อความ “ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” หรือ “ก๊าซอันตราย”

6. ห้ามเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไว้ในสถานที่ที่มีการผลิตอะเซทิลีน หรือใกล้กับท่อบรรจุก๊าซอะเซทิลีน หรือก๊าซอื่นๆ ที่ไหม้ไฟได้

การบำรุงรักษา

1. สีของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนหากเลอะเลือนหรือถลอก ควรนำไปทาสีใหม่ และต้องมีสีเดียวกับของเดิม

2. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์นิรภัยที่ติดอยู่กับส่วนบนของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน อย่าให้รูระบายแรงดันเมื่อก๊าซมีแรงดันเกินมีสิ่งอุดตัน หากมีสิ่งอุดตันให้แก้ไขทันที

3. ลื่นปิด-เปิดของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนจะต้องแน่นและไม่โยกคลอน และในการเปิดจะต้องเปิดได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรงบิดมากจนไม่สามารถควบคุมการเปิดที่ละน้อยได้
4. สภาพของเกลียวข้อต่อ ต้องไม่บิ่นหรือสึกหรอ เพื่อให้การประกอบกับชุดปรับความดันเป็นไปได้ง่าย แนบสนิทและไม่รั่วไหล
5. รถเข็นท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนต้องอยู่ในสภาพดี โช้ต้องรัดท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนได้อย่างมั่นคง

การใช้

1. การดำเสียง ขนย้าย และเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนจะต้องใส่รถเข็นที่ละท่อ มีโช้รัดกันลื่น
2. ขณะเคลื่อนย้ายต้องทำด้วยความระมัดระวัง คือไม่ให้กระเทือน กระแทก หรือโยนท่อ
3. ต้องมีฝาเหล็กครอบวาล์วปิด-เปิด ให้แน่นอยู่เสมอ เว้นแต่ขณะใช้งาน
4. ไม่ควรให้อุณหภูมิของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนสูงถึง 50 องศาเซลเซียส เพราะความดันในท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่ม
5. ห้ามใช้สารหล่อลื่น น้ำมันหรือสารติดไฟกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับออกซิเจนเป็นอันขาด

6. ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ควรขันยัดให้แน่น
7. การเปิดวาล์ว จะต้องค่อยๆ เปิด ไม่ควรเปิดอย่างรวดเร็ว และรุนแรง
8. กรณีใช้ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย ก่อนที่จะเปิดวาล์วที่ท่อก๊าซ หรือก่อนที่จะเสียบเข้ากับ Outlet จะต้องปิดวาล์วที่ชุด Flow meter เพื่อป้องกันลูกกลอยกระแทกกับปลายหลอดแก้ว
9. เมื่อเปิดวาล์วที่ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน แรงดันที่ปรากฏที่เกจวัดแรงดันต้องไม่เกิน 2,200 ปอนด์/ตารางนิ้ว กรณีที่มีก๊าซเต็มท่อ
10. กรณีใช้ชุดปรับความดันกับท่อก๊าซโดยตรง เมื่อเลิกใช้งาน ควรปิดวาล์วที่ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนให้สนิทเสียก่อน แล้วเปิดวาล์วที่ชุดปรับความดัน เพื่อปล่อยก๊าซที่เหลืออยู่ให้หมด แล้วจึงปิดให้สนิทอีกครั้ง
11. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยที่ติดตั้งมากับท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน หากพบว่าเกิดอาการผิดปกติ ต้องแจ้งให้ช่างหรือผู้ที่มีความรู้มาแก้ไข
12. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขณะที่วาล์วของท่อยังเปิดอยู่
13. ห้ามทำการถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจากท่อเต็มไปยังท่อเปล่า

14. ต้องทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ปรับความดันให้ปราศจากคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกทุกครั้งก่อนต่อกับท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน
15. ควรติดป้าย “ห้ามจุดไฟ” หรือ “สูบบุหรี่” ในบริเวณที่มีการใช้ก๊าซออกซิเจน
16. ห้ามนำท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไปอัดหรือบรรจุก๊าซชนิดอื่น โดยเด็ดขาด
17. ห้ามทำเครื่องหมายใดๆ บนตัวท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธีการที่ต้องใช้ความร้อน เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของเนื้อเหล็กเปลี่ยนไปเนื่องจากความร้อน
18. หากท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนมีการรั่วไหลของก๊าซ ให้เลิกใช้ทันที และส่งคืนร้านเพื่อเปลี่ยนท่อใหม่โดยเร็ว

ปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไข

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่ามีมาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen Container)	- มีน้ำแข็งจับหนามากที่ท่อส่งออกซิเจนเหลวและแผงเปลี่ยนสถานะ ทำให้ท่อรับน้ำหนักมากและออกซิเจนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซได้ไม่เต็มที่	- แก้ไขระยะสั้นโดยฉีดน้ำล้างน้ำแข็งทุกวัน หรือใช้ท่อ P.V.C. เจาะรูเป็นระยะวางเหนือเส้นท่อที่เป็นน้ำแข็ง และใช้ท่อฝักบัววางเหนือแผงเปลี่ยนสถานะ แล้วเปิดวาล์วให้น้ำฉีดละลายน้ำแข็ง การแก้ไขระยะยาวแจ้งบริษัทเจ้าของถังติดตั้งแผงเปลี่ยนสถานะเพิ่มอีก 1 ชุด สลับการใช้งาน

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<ul style="list-style-type: none"> - มีรถยนต์ จักรยานยนต์จอดใกล้ ถึง เมื่อเครื่องยนต์ ทำงานจะเกิดประกาย ไฟ ความร้อน ละออง น้ำมัน สันดาปกับ ออกซิเจนที่อาจ รั่วไหล - ติดตั้งอยู่ใกล้ถนน สาธารณะ, อยู่ต่ำกว่า ระดับถนนมาก เสี่ยง ต่อการถูกรถยนต์พุ่ง ชน, ตกลงมาชนถึง บรรจุก๊าซเหลว 	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะ 5 เมตร จากถังบรรจุก๊าซ ออกซิเจนเหลว กำหนดให้เป็นเขต ห้ามจอดรถยนต์ - จัดทำแนวรั้วสีขาว แดงด้านหน้าและ ด้านข้างถัง ออกซิเจนเหลวติด ป้ายเตือนริมถนน ทั้ง 2 ด้าน ก่อนถึง ถึง “ระวังถัง ออกซิเจนเหลว” ป้องกันและเป็นการ เตือนให้ผู้ขับขี่

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ติดตั้งถัง บรรจุออกซิเจนเหลว ไม่มีป้ายแสดงและ ป้ายเตือน - บริเวณที่ตั้งถัง 	<p>ระมัดระวัง, ก่อสร้างกำแพง คอนกรีตริมถนน 2 ด้าน ที่แข็งแรง พอที่จะป้องกันการ พุ่งชนของรถยนต์ ไม่ให้ตกลงมาได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้าย ขนาด ตัวหนังสืออ่านได้ ชัดเจน ดังนี้ <p>“ออกซิเจนเหลว“ (พื้นขาวตัวอักษรสีดำ) “ห้ามเข้าใกล้“ (พื้นแดงตัวอักษรสีขาว) “ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้ เกิดประกายไฟ“ (พื้นแดงตัวอักษรสีขาว)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายเตือนบริเวณ

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>ออกซิเจนเหลวอยู่ ใกล้ศาลาพักญาติ</p> <p>- บริเวณที่ตั้งถัง ออกซิเจนเหลวอยู่ใต้ แนวสายไฟฟ้าแรงสูง และอาคารผ่าตัด</p> <p>- ชุดเปลี่ยนสถานะ ออกซิเจนเหลวให้ เป็นก๊าซซึ่งมี 2 ชุด มี การใช้งานด้านซ้าย ด้านเดียว ทำให้เกิด น้ำแข็งเกาะหนามาก</p>	<p>ศาลาพักญาติ ข้อความ “อันตราย ระวังถัง ออกซิเจนเหลว”</p> <p>- การแก้ไขระยะยาว เนื่องจากไม่ สามารถย้าย โครงสร้าง ใดๆ ได้ ควรย้ายถัง ออกซิเจนเหลวไป ติดตั้งใหม่ใน บริเวณที่เหมาะสม</p> <p>- สลับการใช้งาน ซ้าย-ขวา ด้านละ 2 วัน เพื่อละลาย น้ำแข็งของชุดที่ หยุดใช้งาน</p>

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
<p>ห้องจ่ายก๊าซ ออกซิเจน สำรอง (Oxygen Reserve Supply)</p>	<p>อุปกรณ์ต้องรับ น้ำหนักสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถัง ออกซิเจนเหลวอยู่ ใกล้อาคารผู้ป่วยใน และระเบียงพักญาติ ชั้น 2, 3 และ 4 ของ อาคาร - หน้าห้องไม่มีป้าย แสดงและป้ายเตือน - ท่อบรรจุก๊าซวางตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายเตือนบริเวณ ระเบียงพักญาติตาม ชั้นต่าง ๆ ข้อความ “อันตราย ระวังถึง ออกซิเจนเหลว” - ติดป้ายแสดง ขนาด ตัวหนังสืออ่านได้ ชัดเจน - “ห้องจ่ายก๊าซ ออกซิเจน” - “ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้ เกิดประกายไฟ” - ยึดท่อบรรจุก๊าซให้

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>ไว้ โดยไม่มีการยึด กันลึ้ม หากท่อก๊าซ ลึ้มจะเกิดอันตรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อบรรจุก๊าซ ออกซิเจนบางท่อขาด อายุการตรวจสอบ ความแข็งแรง ยิ่งใช้ งานนานวันผนังท่อ จะบางลงจนทนความ ดันที่บรรจุไม่ได้ อาจ เกิดอันตรายจากการ แตกระเบิดของท่อ บรรจุก๊าซ - ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจน สำรองไม่พร้อมจ่าย ก๊าซ และติดตั้งท่อ บรรจุก๊าซไว้ไม่เต็ม ตามจำนวนหัวจ่าย 	<p>มันคง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ท่อบรรจุก๊าซที่ ผ่านการตรวจสอบ ไม่เกิน 5 ปี หากท่อ บรรจุก๊าซเป็นของ ร้านจำหน่ายก๊าซ แจ้งให้ร้านเป็นผู้ นำไปตรวจสอบ หากเป็นของ รพ. ต้องจ้างให้ร้าน นำไปตรวจสอบ - ติดตั้งท่อบรรจุก๊าซ ออกซิเจนที่มีก๊าซ เต็มเตรียมไว้ให้ ครบตามจำนวนหัว จ่ายของ Header

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่ามีมาตรฐาน / ปกติ	แนวทางแก้ไข
	<p>ของ Header เมื่อระบบออกซิเจนเหลวชำรุดกะทันหันจะจ่ายก๊าซสำรองให้ผู้ป่วยไม่ทัน และจ่ายก๊าซได้ไม่นานตามต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีก๊าซรั่วที่ชุดลดแรงดัน(Regulator) และควบคุมแรงดันก๊าซไม่คงที่ - มีก๊าซรั่วที่ท่อทางลมจำนวนมาก - ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนอยู่ในห้องเดียวกับเครื่องผลิตสุญญากาศ หากก๊าซออกซิเจน 	<p>และทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบไปใช้งานจริงอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนชุดซ่อมวาล์วลดแรงดันและแผ่นไดอะแฟรมภายในRegulator - เปลี่ยนชุดซ่อม Check Valve ที่พร้อม (Header) - ก่อสร้างกำแพงกอนกักรีดกั้นระหว่างชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนกับเครื่อง

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
ห้องเก็บท่อ บรรจุก๊าซ ออกซิเจน	<p>รั่วไหลจะไปสันดาป กับความร้อนและ น้ำมันเครื่องของ Pump ได้</p> <p>- การทดสอบการจ่าย ก๊าซ ใช้เวลาสั้น เกินไป เมื่อระบบ ออกซิเจนเหลวชำรุด กะทันหันชุดจ่ายก๊าซ อาจติดขัดและทำให้ ไม่ทราบข้อมูลการ สำรองก๊าซให้ผู้ป่วย</p> <p>- มีถังก๊าซหุงต้ม/ อุปกรณ์เป็อน้ำมัน เก็บรวมไว้กับท่อ</p>	<p>ผลิตสุญญากาศ และติดตั้งประตูเข้า ห้องเครื่องผลิต สุญญากาศ 1 บาน</p> <p>- ทดสอบจ่ายก๊าซเข้า ระบบไปใช้งานจริง จนหมดท่อบรรจุ ก๊าซ อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง และ บันทึกเวลาที่ชุด สำรองสามารถจ่าย ก๊าซให้ผู้ป่วยได้ นานเท่าใด เพื่อทำ แผนสำรองก๊าซ</p> <p>- ย้ายก๊าซหุงต้ม/ น้ำมัน ไปเก็บให้เป็น สัดส่วน</p>

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปกติ	แนวทางแก้ไข
	<p>บรรจุก๊าซออกซิเจน หากมีรั่วไหลจะเกิด การลุกไหม้ได้ง่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราวเหล็กสำหรับ คล้องโซ่รัดยึดท่อ บรรจุก๊าซไม่แข็งแรง - มีรอยน้ดัจอดหน้า ห้องในระยะใกล้ หากมีการรั่วซึมของ ก๊าซจะสันดาปกับ ประกายไฟฟ้าและ น้ำมันของระบบ เครื่องยนต์ได้ง่าย - ห้องจ่ายก๊าซ ออกซิเจนสำรอง ติดตั้งบนอาคาร ด้านหลังไม่มีห้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งราวเหล็ก คล้องโซ่ที่แข็งแรง สามารถยึดท่อบรรจุ ก๊าซได้อย่างมั่นคง - จัดให้รอยน้ดัจอด ห่างจาก ห้องควบคุมการจ่าย ก๊าซอย่างน้อย 5 เมตร - กั้นห้องให้เป็น สัดส่วนและย้าย อุปกรณ์ต่าง ๆ ไป เก็บนอกห้อง

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>เป็นสัดส่วนและเก็บ วัสดุต่าง ๆ รวมอยู่ จำนวนมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรั่วของก๊าซ ออกซิเจนในปริมาณ มากที่บริเวณข้อต่อ Pigtail กับ Valve ท่อ บรรจุก๊าซ - ท่อบรรจุก๊าซวางตั้ง ไว้ โดยไม่มีการยึด กันลึ้ม หากท่อก๊าซจะ ลึ้มเกิดอันตรายได้ - ท่อบรรจุก๊าซที่เก็บใน ห้องไม่มีป้ายแสดง สถานะของก๊าซใน ท่อว่า เต็ม หรือ หมด - ท่อบรรจุก๊าซที่เก็บ สำรอง ไม่ครอบฝา 	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขจุดชำรุดที่ข้อ ต่อ แล้วตรวจสอบ การรั่วซึมของก๊าซ โดยใช้น้ำฟองสบู่ - ติดตั้งอุปกรณ์ยึดท่อ บรรจุก๊าซให้มั่นคง ทั้งขณะที่ใช้งาน และไม่ได้ใช้งาน - แบ่งแยกท่อเปล่า และเต็ม พร้อมทำ ป้ายแสดง เพื่อ ป้องกันการสับสน - จัดหาฝาครอบวาล์ว ท่อบรรจุก๊าซ มา

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>ป้องกันลื่นปิดเปิด ก๊าซ เสี่ยงต่อการที่ วาล์วได้รับการ กระทบกระเทือน และ การเปิดโดยไม่ตั้งใจ</p> <p>- ห้องเก็บท่อบรรจุก๊าซ ไม่มีป้ายแสดงและ ป้ายเตือน</p> <p>- ท่อบรรจุก๊าซ ออกซิเจนสีลบบลิ่น บางท่อทาสีดำและสี</p>	<p>ครอบท่อที่มีก๊าซ บรรจุ</p> <p>- ติดตั้งป้าย ขนาด ตัวหนังสืออ่านได้ ชัดเจน ดังนี้ “ห้องเก็บท่อบรรจุก๊าซ” (พื้นแดงตัวอักษรสีขาว) “ห้ามเข้าใกล้” (พื้นแดงตัวอักษรสีขาว) “ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้ เกิดประกายไฟ” (พื้นแดงตัวอักษรสีขาว)</p> <p>- ทาสีท่อบรรจุก๊าซ ออกซิเจนให้เป็นสี เขียวมรกต คอท่อสี</p>

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>น้ำเงิน ผู้ใช้อาจ สับสนนํ้าก๊าซไปใช้ ผิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่เก็บท่อบรรจุ ก๊าซไม่มีรั้วกันเป็น สัดส่วน เด็กหรือ บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงท่อก๊าซ ซึ่งมีจำนวนมาก อาจ ทำให้เกิดอันตรายได้ - พื้นห้องเก็บท่อบรรจุ ก๊าซมีน้ำฝนขัง มีดิน โคลนเปียกแฉะและ ลื่น มีน้ำฝนขังทำให้ ท่อบรรจุก๊าซเกิด สนิมผุกร่อน 	<p>ขาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งรั้วตะข่ายที่ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก พร้อมประตูล็อก ใส่กุญแจ - ปรับพื้นคอนกรีต ของห้องให้สูงเพื่อ กันน้ำท่วมและทำ หลังคากันสาดเพื่อ ป้องกันน้ำฝนสาด เข้าภายในห้อง
สัญญาเดือน	- สัญญาเดือนสภาวะ	- ซ่อมสัญญาเดือน

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่ามีมาตรฐาน / ปกติ	แนวทางแก้ไข
สถานะก๊าซ ประจำพื้นที่ (Area Alarm)	ก๊าซชำรุดใช้งาน ไม่ได้/ หลอดไฟ ขาด/ไม่มีติดตั้ง ซึ่ง แผนกผู้ป่วยวิกฤติ เช่น วิสัญญี, O.R., I.C.U., ควรมี อุปกรณ์การเฝ้าระวัง สถานะก๊าซให้กับ ผู้ใช้งาน	ให้ใช้งานได้ / ติดตั้ง เพื่อแจ้งเหตุ ผิดปกติให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบ ล่วงหน้าเพื่อแก้ไข หรือหาท่อก๊าซ สำรองมาใช้แทน ระบบ Pipeline และ ควรทดสอบ (Test) ทุกเดือน
เส้นท่อส่งก๊าซ (Piping) ภายนอกและ ภายในอาคาร ต่าง ๆ	- ไม่มีลูกศรบอกทิศ ทางการไหลของก๊าซ - เส้นท่อส่งก๊าซ ออกซิเจนบางส่วน ทาสีขาวตามสีอาคาร	- ติดลูกศรบอก ทิศทาง ๆ ทุกระยะ 1.80 เมตร - ทาสีเส้นท่อตาม สัญลักษณ์ มาตรฐาน ดังนี้

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>ที่ปรับปรุงใหม่</p> <p>บางส่วนทาสีเป็นช่วง ๆ บางส่วนสีจางลอก หลุด ซึ่งเส้นท่อที่มองเห็นได้ต้องทาสีตามสัญลักษณ์ตลอดแนว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เส้นท่อแนวตั้งจากท่อสาขาเข้า Outlet ที่หัวเตียงอยู่ในระดับต่ำ สามารถจับต้องได้ บางจุดไม่มีกล่องครอบ เสี่ยงต่อการถูกกระทบกระแทก - มีสายไฟฟ้าวางพาดพันกับท่อส่งก๊าซ เมื่อฉนวนสายไฟฟ้าชำรุดกระแสไฟจะ 	<p>เส้นท่อออกซิเจนทาสีเขียว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล่องครอบเส้นท่อป้องกันการถูกกระทบกระแทก - ติดตั้ง Support วางสายไฟฟ้าแยกออกจากท่อส่งก๊าซ

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่ามีมาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
<p>ลิ้นปิดก๊าซ ประจำแผนก (Zone Valve)</p>	<p>ลัดวงจรเข้าท่อก๊าซ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เส้นท่อส่งก๊าซ ออกซิเจน ที่ติดตั้งทางเดินหน้าตึก หลุดจากตัวยึด (Support) เป็นแนวยาว ทำให้เส้นท่อเสียรูปทรง และอาจแตกหักได้ - ติดตั้งริมราวบันได เส้นท่อก๊าซถูกคนขึ้นลงบันไดจับดิ่งจับโยกจนเสียรูปทรง อาจแตกหักได้ <p>- ก่อตั้งลิ้นปิดก๊าซ (Gas Shutoff Valve) ไม่มีป้ายแสดงชนิดก๊าซและจุดที่ควบคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จับยึดเส้นท่อให้มั่นคงแข็งแรง - ติดตั้งกล่องครอบเส้นท่อป้องกันการถูกค้ำ ถูกจับโยก ถูกกระแทก - ติดป้ายแสดง ขนาดตัวหนังสืออ่านได้ชัดเจน - กำเตือน

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ก๊าซรั่วอย่างแรง หรือเพลิงไหม้ ต้อง ปิดก๊าซในแผนกนั้น อย่างเร่งด่วน จะทำให้สับสน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บางแผนกถื่นปิดก๊าซ (Zone valve) ไม่มีมาตรวัดความดัน แสดงสถานะก๊าซในแผนกนั้น - บางแผนกท่อก๊าซ ของ Zone Valve แต่ ละอัน ไม่ทำสีแสดง ชนิดก๊าซให้ทราบ - ไม่มีลิ้นปิดก๊าซ ประจำแผนก เมื่อจะทำการซ่อมหรือต่อ 	<p>ลิ้นปิดของ (ชื่อก๊าซ) ลิ้นนี้ควบคุมการจ่ายไปที่ห้อง (ชื่อห้อง) ห้ามปิดยกเว้นกรณีฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรติดตั้งมาตรวัดความดัน เพื่อใช้ตรวจสอบความดันประจำวัน, ตรวจสอบการรั่วซึมประจำปี - ทาสีท่อก๊าซ ตามสัญลักษณ์ มาตรฐาน - ติดตั้งลิ้นปิดก๊าซ พร้อมมกล่อง,มาตรวัดความดัน และ

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่ามีมาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
<p>หัวจ่ายออก (Outlet) ของ ออกซิเจน</p>	<p>เดิมในแผนก ต้องปิด ก๊าซทั้งชั้น ทำให้ แผนกอื่นที่อยู่ชั้น เดียวกัน ไม่มีก๊าซใช้ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บางแผนกไม่มีฝาปิด กถ่องล้นปิดก๊าซ อาจ มีผู้ไม่เกี่ยวข้องมาปิด ล้น ทำให้ไม่มีก๊าซ จ่ายเข้าแผนก - มีก๊าซรั่วซึมที่ Outlet ของออกซิเจน ทำให้ สูญเสียก๊าซออกซิเจน - ระบบ Pipeline ติดตั้ง หัวจ่ายก๊าซไม่ 	<p>ป้ายเตือนประจำ แผนกต่าง ๆ แผนก ละ 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาฝาปิดกถ่อง เป็นแผ่นพลาสติก ใสเปิดปิดได้ สะดวก - ตรวจสอบหาหัว จ่ายที่รั่ว เมื่อพบ แล้วทำการซ่อม เปลี่ยน Seal และ อุปกรณ์ภายใน - ในหอผู้ป่วยมีระบบ Pipeline อยู่แล้ว

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
<p>การติดตั้งท่อ บรรจุก๊าซ ออกซิเจนใน รถยนต์รับส่ง ผู้ป่วย</p>	<p>พอเพียงกับจำนวน ผู้ป่วย การใช้ก๊าซ ออกซิเจนจึงต้องย้าย ผู้ป่วยไปที่หัวจ่ายก๊าซ หรือนำท่อบรรจุก๊าซ มาตั้งวางใช้งานที่ เตียงผู้ป่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oxygen Outlet ฝา หน้าชำรุดไม่สามารถ เสียบชุดใช้งานได้ - การติดตั้งท่อบรรจุ ก๊าซความดันสูงบน รถยนต์ ในลักษณะ วางนอน โดยไม่มี วัสดุรองรับกัน สะเทือน อาจทำให้ เกิดอันตรายจากการ 	<p>สามารถต่อเติม Outlet ของ ออกซิเจน เพิ่มเติม ได้สะดวก โดย ติดตั้งเพิ่มตามความ จำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้ใช้งาน ได้ - ติดตั้งแผ่นยางหรือ สักรัดรองรับท่อ บรรจุก๊าซ, ยึดท่อ บรรจุก๊าซให้แน่น กับแท่นรองรับ และ เลือกใช้ท่อบรรจุ ก๊าซที่ได้รับการ

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่ามีมาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
การใช้ Oxygen ของระบบ Pipeline ที่หัวเตียงผู้ป่วยตาม	<p>แต่กระเป็ดของท่อบรรจุก๊าซได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดินท่อนำก๊าซแรงดันสูง (2000 Psig) ไปยังชุดลดแรงดันที่กำแพงรถ อาจทำให้ท่อแตกและเกิดอันตรายที่รุนแรงได้ - ติดตั้งสายหรือท่อนำก๊าซชนิดประเภทอาจทำให้เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ - มีการเสียบ Oxygen Flow meter ที่หัวที่ช่อง Outlet เป็นเวลานานโดยไม่มีการ 	<p>ตรวจสอบความแข็งแรงมาแล้วไม่เกิน 5 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งชุดลดแรงดันที่วาล์วหัวท่อก๊าซและลดลงแรงดันเหลือที่ 50 Psig - ติดตั้งสายหรือท่อนำก๊าซชนิดที่ใช้กับก๊าซออกซิเจนโดยเฉพาะ - ถอดชุด Flow meter และ Suction regulator ออกจาก Outlet และ Inlet

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
<p>แผนกต่าง ๆ</p> <p>การติดตั้งท่อ บรรจุก๊าซ ออกซิเจนขนาด กลาง ได้เพียง รถเข็นขนส่ง ผู้ป่วย</p>	<p>ถอดออก ทำให้ Seal ยางและสปริงภายใน Outlet ถูกกดทับ ตลอดเวลา อายุการใช้ งานของ Outlet และ Inlet จะสั้นกว่าปกติ และเกิดการรั่วซึม ของก๊าซ</p> <p>- วางท่อบรรจุก๊าซใน ลักษณะวางนอน โดย ไม่มีวัตุครอบรับกัน สะท้อนและที่ยึดรัด น้ำหนักของชุด Regulator, Flow meter และกระบอก น้ำ ทำให้ท่อบรรจุก ๊าซหมุนเอียงลง น้ำ</p>	<p>ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน หากจำเป็นต้อง เสียบไว้นานๆ เมื่อ Case ว่างต้องถอด ออกและเสียบเข้า 2- 3 ครั้ง เพื่อบด Seal ยาง และกระตุ้น อุปกรณ์ไม่ให้ติดขัด</p> <p>- ติดตั้งแผ่นยางหรือ สั๊กหลอดที่จุด รองรับน้ำหนักท่อ บรรจุก๊าซ, ยึดท่อ บรรจุก๊าซให้แน่น และเลือกใช้ท่อ บรรจุก๊าซที่ได้รับ การตรวจความ แข็งแรงมาไม่เกิน 5</p>

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่ามีมาตรฐาน / ปกติ	แนวทางแก้ไข
<p>อุปกรณ์ลดความดันก๊าซออกซิเจน หรือ เกย์ออกซิเจน (Oxygen Regulator)</p> <p>มีการถ่ายก๊าซออกซิเจนจากท่อบรรจุก๊าซ</p>	<p>จะเทไหลเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวและเข้า Tube สู่ผู้ป่วยได้</p> <p>- การเก็บเกย์ออกซิเจนสำรองไว้เป็นเวลานาน โดยไม่มีการใช้งาน ทำให้ส่วนประกอบภายในที่ทำความเย็นเกิดการเสื่อมสภาพเปื่อยแตกเมื่อนำกลับมาใช้ก๊าซจะรั่วไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>- ท่อบรรจุก๊าซขนาดเล็กขาดการตรวจสอบสภาพ</p>	<p>ปี หรือทำที่วางท่อบรรจุก๊าซติดกับเตียงในแนวตั้ง</p> <p>- ต้องนำเกย์ออกซิเจนมาทดสอบใช้งานจริงอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง เพื่อช่วยขนาดแผ่นยางDiaphragm และกระตุ้นอุปกรณ์ภายในไม่ให้ติดขัด</p> <p>- ควรจัดซื้อก๊าซออกซิเจนที่บรรจุสำเร็จแล้วจาก</p>

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
ขนาดใหญ่ลงสู่ ท่อบรรจุก๊าซ ขนาดเล็ก	ความแข็งแรง ยิ่งใช้ งานนานวันผนังท่อ จะบางลงจนทนความ ดันที่บรรจุไม่ได้ อาจ เกิดอันตรายจากการ แตกระเบิดของท่อ เหล็กที่บรรจุก๊าซ	ร้านค้า และไม่ควรร ถ่ายก๊าซเอง
การตั้งท่อบรรจุ ก๊าซออกซิเจน ใช้งานผู้ป่วย ตามแผนกต่างๆ	- ตั้งวางท่อบรรจุก๊าซ โดยไม่มีการยึดรัด หรือผูกยึดกับขาเตียง ผู้ป่วยหากเตียงเลื่อน จะพาท่อก๊าซล้มเกิด อันตรายได้	- ติดตั้งโซ่ยึดรัดท่อ บรรจุก๊าซที่กำแพง และยึดจับท่อก๊าซ ทั้งขณะที่ใช้งาน และไม่ได้ใช้งาน
การใช้ก๊าซจาก ท่อบรรจุก๊าซ	- หลังใช้งานเก็ย ออกซิเจน (Pressure Regulator) มีก๊าซขัง	- ปิดวาล์วที่ท่อบรรจุ ก๊าซ และเปิดปุ่ม ปรับ Flow meter

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปกติ	แนวทางแก้ไข
	<p>ในตัวเครื่อง ทำให้ อุปกรณ์ภายใน เช่น สปริง, แผ่น ไดรอะเฟรม รับ แรงดันก๊าซ ตลอดเวลา อายุการใช้ งานจะสั้นลง</p> <p>- มีการใช้ก๊าซ ออกซิเจนและ ไนโตรเจนสลับชนิด กันเนื่องจากไม่ทราบ สีสัญลักษณ์และมี การเปลี่ยนวาล์ว ออกซิเจนไปติดตั้งที่ ท่อบรรจุก๊าซ ไนโตรเจน</p>	<p>ระบายก๊าซในเครื่อง ออกให้หมด(เข็มวัด ตกลงที่เลข 0)</p> <p>- ให้ความรู้เรื่องสี และสัญลักษณ์ ภาชนะบรรจุก๊าซ ออกซิเจนตัวภาชนะ สีเขียวรถคอกสี ขาว ก๊าซไนโตรเจน ตัวภาชนะสีเทาออกสี ดำ และห้าม สับเปลี่ยนวาล์วปิด เปิดของท่อบรรจุ ก๊าซต่างชนิด</p>

อาคาร/แผนก	รายละเอียดที่พบว่าไม่ มาตรฐาน / ปลอดภัย	แนวทางแก้ไข
	<p>- ชุด Flow meter มีน้ำเข้าไปขังในหลอดแก้ววัดปริมาณจ่ายก๊าซ และชุดทำฝอยละอองน้ำในกระบอกน้ำเป็ยขาดเนื่องจากหมดอายุและน้ำมีตะกอนขุ่นขึ้น</p>	<p>- เปลี่ยนอะไหล่ชุดทำฝอยละอองน้ำและน้ำที่เดิมในกระบอกน้ำใช้น้ำกลั่นเท่านั้น รวมทั้งระมัดระวังการจับถือไม่ให้เอียงจนน้ำไหลเข้าสู่ ชุด Flow meter</p>

ที่มา : สรุปผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
กองวิศวกรรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2556

ภาคผนวก

การดูแลบำรุงรักษาระบบก๊าซจ่ายก๊าซ

ระยะเวลา	ข้อปฏิบัติ	วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
ทุกสัปดาห์หรือ เมื่อมีการเปลี่ยน ถัง	ตรวจสอบรอยรั่ว บริเวณข้อต่อเกลียว หัวถัง	ตรวจเช็คด้วยน้ำ ฟองสบู่	ผู้ดูแลจาก หน่วยงาน
	เช็คระดับแรงดันที่ 1 st Stage Regulator	ตรวจ/ปรับตั้งให้ อยู่ในระดับ มาตรฐาน	
	เช็คระดับแรงดันที่ Line Regulator	ตรวจ/ปรับตั้งให้ อยู่ในระดับ มาตรฐาน	
ทุกเดือน	ตรวจสอบรอยรั่ว บริเวณข้อต่อเกลียว ทั้งระบบและ Outlet	ตรวจเช็คด้วยน้ำ ฟองสบู่	ผู้ดูแลจาก หน่วยงาน
	เช็คการทำงานชุด Automatic Change Over	ตรวจ/ทดสอบ จากการใช้งาน จริง	
	ทดสอบระบบ Alarm & Lamp Control	ตรวจ/ทดสอบ จากการใช้งาน จริง	

ระยะเวลา	ข้อปฏิบัติ	วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
ทุกเดือน	ตรวจเช็คมาตรวัด Zone Valve	ตรวจเทียบค่า มาตรวัดให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	ผู้ดูแลจาก หน่วยงาน
	บันทึกระดับแรงดัน ใช้งาน	ตรวจ/ปรับตั้งให้ อยู่ในระดับ มาตรฐาน	
ทุก 6 เดือน	ทดสอบการทำงาน ของระบบ	ตรวจสอบรั่ว/ แรงดัน Manifold ,Zone Valve ,Outlet ,Alarm ,Flowmeter	ผู้ดูแล/ผู้ ผ่านการ อบรม
ทุกปี	เปลี่ยน O-Ring & Seal ที่จำเป็น	ตรวจ/เปลี่ยนตาม อายุการใช้งาน	ผู้จำหน่าย/ ผู้ดูแล/ผู้ ผ่านการ อบรม
ทุก 2 ปี	เปลี่ยน O-Ring Outlet	ตรวจ/เปลี่ยนและ ทดสอบรั่ว	ผู้จำหน่าย/ ผู้ดูแล / ผู้ ผ่านการ อบรม

ระยะเวลา	ข้อปฏิบัติ	วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
	เปลี่ยนวาล์วลดแรงดันและไดรอะเฟรม ชุด Regulator	เปลี่ยน/ปรับตั้งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน	
ทุก 3 ปี	เปลี่ยน High Pressure Filter Element	ตรวจ/เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน	ผู้จำหน่าย/ผู้ดูแล/ผู้ผ่านการอบรม
	ตรวจเช็คระบบเส้นท่อ(อุปกรณ์จับยึดและสีท่อ)	ปรับแต่งอุปกรณ์จับยึดและทาสีท่อที่หลุดลอกและติดลูกศรบอกทิศทางการไหลของก๊าซ	
ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดกับอุปกรณ์ระบบก๊าซ			

เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือระบบก๊าซทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2544
2. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการใช้งานอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยระบบแก๊สทางการแพทย์ บริษัท ไทยอินคัสเตเรียล
แก๊ส จำกัด (มหาชน)
3. สรุปผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล กองวิศวกรรมการแพทย์

คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์

ที่ ๑๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะทำงานโครงการ จัดทำคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ

1. นายสุรพันธ์ ชัยลือรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
ที่ปรึกษาโครงการ
2. นายเชาวลิต เมฆศิริกุล วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะทำงานฯ
3. นายสละ กสิวัตร์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ คณะทำงานฯ
4. นายหฤษฎ์ชาติ หนองตะไกร วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ คณะทำงานฯ
5. นายสงกรานต์ นิลถาวรกุลชัย นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คณะทำงานฯ
6. นายอดุลย์ จุกสีดา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน คณะทำงานฯ
7. นายสุทัต ผักฝน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คณะทำงานฯ
8. นายประวิทย์ สัพพะเลข นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คณะทำงานฯ
และเลขานุการ

